



Laparoscopy

Index


Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
LP5 – LP10




03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
LP11 – LP24




04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
LP25 – LP52




05

HF Monopolar
HF Monopolar
LP59 – LP66



06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
LP67 – LP70




08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Applicators
LP71 – LP80




09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
LP81 – LP88



10

Zubehör
Accessories
LP89 – LP94



Laparoscopy

ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
LP95





Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
LP5 – LP10



03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
LP11 – LP24




04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
LP25 – LP52




05

HF Monopolar
HF Monopolar
LP59 – LP66



06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
LP67 – LP70



08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Appliers
LP71 – LP80




09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
LP81 – LP88



10

Zubehör
Accessories
LP89 – LP94



Search



ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
LP95







CONTENTS	► IN1
Contents	IN3
Numerical Index.....	IN5 – IN8
01 VERES CANNULAS	► LP1
Veres Cannulas.....	LP3
02 OPTICS	► LP5
Optics - Technical Features.....	LP7
Laparoscopes	LP8
Articulated Arm w. Central Quick-Fixation....	LP9 - LP10
03 TROCARS & ACCESSORIES	► LP11
Trocars	LP12
Plastic and metal trocars for laparoscopy in sizes 5 and 10 as well as accessories	LP13 - LP23
Rudolf Reducer Systems	LP24
Reducing Sleeve.....	LP24
04 INSTRUMENTS	► LP25
RUDOLF SYSTEM Instruments (SCREW-IN).....	LP27
Tubes with accessories	LP28
Handles	LP29
Dissecting and Grasping Forceps, diverse.....	LP30 - LP32
Dissecting and Grasping Forceps, slim grooved.....	LP33
Dissecting and Grasping Forceps, grooved w. spoon	LP34
Dissecting and Grasping Forceps, Maryland.....	LP35
Dissecting and Grasping Forceps, DeBakey	LP36
Dissecting and Grasping Forceps, with teeth	LP37
Dissecting and Grasping Forceps, atraumatic	LP38
Dissecting and Grasping Forceps, rippled	LP39
Dissecting and Grasping Forceps, fenestrated	LP40 - LP41
Biopsy Forceps.....	LP42
Scissors, 5 mm	LP43 - LP45
Multifunctional LAP Instrument, Piraña Cut.....	LP46
Dissecting and Grasping Forceps, 10mm.....	LP47-LP50
Additional Handles.....	LP51

05 HF MONOPOLAR	► LP53
Electrodes with Suction-Irrigation	LP55
Electrodes with Suction Channel.....	LP56
Electrodes	LP57 - LP58
Safety Cables, monopolar	LP59 - LP60
06 SUCTION/IRRIGATION	► LP61
Suction-Irrigation Tube Systems	LP63 - LP66
07 HF BIPOLAR	► LP67
Coagulation Instruments	LP68 - LP69
Cables, bipolar	LP70
08 SUTURING / CLIP APPLIERS	► LP71
Suture Assisting Device	LP73
Needle Holder, one-piece.....	LP74 - LP75
Needle Holder, three-part.....	LP76 - LP77
Clip-Applying Forceps	LP78 - LP79
09 VARIOUS LAPAROSCOPY INSTR.	► LP81
Palpation Probe.....	LP83
Injection and punction needle.....	LP83
Insertion trocar for sterile solution	LP83
Cholangiography Clamp, with Ratchet	LP84
for catheter placement	
Claw Grasping and Spoon Forceps	LP84
with Irrigation channel	
Abdominal-Speculum.....	LP85
Liver Elevators, three-part	LP86
Liver Elevators, two-part	LP87
Liver Elevators, one-part	LP88
10 ACCESSORIES	► LP89
Cleaning Brushes and Tubing Connectors	LP91
Sterilizing and Storage Accessories.....	LP92 - LP93
Maintenance Products	LP94
11 DEVICE	► LP95
Catalogue Endoscopy Devices ZK 583-02 EN	



INHALTSVERZEICHNIS ► IN1

Inhaltsverzeichnis	IN4
Nummern-Index	IN5 – IN8

01 VERES KANÜLEN ► LP1

Veres Kanülen	LP3
---------------------	-----

02 OPTIKEN ► LP5

Endoskope	LP7
Laparoskope	LP8
Gelenkarm mit zentraler Schnellfixierung	LP9 - LP10

03 TROKARE & ZUBEHÖR ► LP11

Trokare	LP12
Kunststoff- und Metalltrokare für die Laparoscopia in den Größen 5 und 10 sowie Zubehör	LP13 – LP23
Rudolf Reduzier-Systeme	LP24
Reduzierhülse	LP24

04 SCREW-IN INSTRUMENTE ► LP25

RUDOLF-SYSTEM-Instrumente (SCREW-IN)	LP27
Rohrschäfte mit Zubehör	LP28
Griffe	LP29
Präparier- Faszangen, divers	LP30 - LP32
Präparier- Faszangen, schlank gerieft	LP33
Präparier- Faszangen, gerieft mit Löffel	LP34
Präparier- Faszangen, Maryland	LP35
Präparier- Faszangen, DeBakey	LP36
Präparier- Faszangen, mit Zähne	LP37
Präparier- Faszangen, atraumatisch	LP38
Präparier- Faszangen, gewellt	LP39
Präparier- Faszangen, gefenstert	LP40 - LP41
Probeexzisionszangen	LP42
Scheren, 5 mm	LP43 – LP45
Multifunktionales LAP Instrument, Piraña Cut	LP46
Präparier- und Faszangen, 10 mm	LP47 - LP50
Zusätzliche Griffe	LP51

05 HF MONOPOLAR ► LP53

Elektroden mit Saug-Spülrohr	LP55
Elektroden mit Saugkanal / mit Keramikspitze	LP56
Elektroden	LP57 - LP58
Sicherheitskabel, monopolar	LP59 - LP60

06 SAUG- UND SPÜLINSTRUMENTE ► LP61

Saug-Spülrohr-Systeme	LP63 - LP66
-----------------------------	-------------

07 HF BIPOLAR ► LP67

Koagulationsinstrumente	LP68 - LP69
Kabel, bipolar	LP70

08 NAHT- UND CLIPANLEGEINSTR. ► LP71

Nähhilfen	LP73
Nadelhalter, einteilig	LP74 - LP75
Nadelhalter, dreiteilig	LP76 - LP77
Clip-Anlegezangen	LP78 - LP79

09 DIVERSE LAPAROSKOPIE-INSTR. ► LP81

Taststab	LP83
Injektions- und Punktionskanüle	LP83
Einstichtrokar für sterile Lösung	LP83
Cholangiographie-Fixierzange, mit Sperre	LP84
zur Katheterplatzierung	
Krallengreifer und Löffelzange	LP84
mit Spülkanal	
Abdomina- Spekulum	LP85
Leber-Elevatoren, dreiteilig	LP86
Abwinkelbarer Leber-Elevator, zweiteilig	LP87
Abwinkelbarer Leber-Elevator, einteilig	LP88

10 ZUBEHÖR ► LP89

Reinigungsbürsten und Schlauchverbinder	LP91
Sterilisations- und Aufbewahrungszubehör	LP92-LP93
Pflegeprodukte	LP94

11 GERÄTE ► LP95

Katalog Endoscopy Devices ZK 583-02 EN



90-0333	LP65	LP250-110	LP9	LP323-000	LP86	LP371-211	LP78
90-0335	LP65	LP300-020	LP73	LP323-002	LP87	LP371-212	LP78
EP101	LP17	LP305-100	LP3	LP323-005	LP86	LP371-213	LP78
EP101-210	LP16	LP305-120	LP3	LP323-010	LP86	LP371-214	LP78
EP101-211	LP16	LP305-150	LP3	LP323-015	LP86	LP371-215	LP78
EP103	LP15	LP305-200	LP3	LP323-020	LP86	LP372-001	LP78
EP103-230	LP14	LP305-610	LP3	LP323-025	LP88	LP372-002	LP78
EP103-231	LP14	LP305-617	LP3	LP323-035	LP87	LP372-010	LP78
EP111	LP17	LP310-021	LP55	LP323-040	LP87	LP372-020	LP78
EP111-210	LP16	LP310-031	LP55	LP323-205	LP85	LP372-100	LP78
EP111-211	LP16	LP310-032	LP55	LP325-010	LP84	LP372-101	LP78
EP113	LP15	LP310-200	LP55	LP325-020	LP84	LP450-000	LP68-LP69
EP113-230	LP14	LP310-201	LP55	LP325-025	LP84	LP450-001	LP68
EP113-231	LP14	LP310-202	LP55	LP352-021	LP75	LP450-002	LP68
EP124-251	LP13	LP310-205	LP55	LP352-022	LP75	LP450-003	LP68
EP150-262	LP19	LP310-501	LP56	LP352-023	LP75	LP450-004	LP69
EP150-266	LP21	LP310-502	LP56	LP353-033	LP75	LP450-005	LP69
EP150-267	LP23	LP310-503	LP56	LP353-045	LP75	LP450-006	LP69
EP151-262	LP19	LP310-510	LP56	LP353-133	LP75	LP450-110	LP68-LP69
EP151-266	LP21	LP310-511	LP56	LP353-145	LP75	LP450-111	LP68
EP151-267	LP23	LP310-512	LP56	LP353-233	LP75	LP450-112	LP68
EP210	LP17	LP310-513	LP56	LP353-245	LP75	LP450-113	LP68
EP211	LP17	LP310-514	LP56	LP353-330	LP75	LP450-114	LP69
EP230	LP15	LP310-515	LP56	LP353-345	LP75	LP450-115	LP69
EP231	LP15	LP310-516	LP56	LP354-033	LP75	LP450-116	LP69
EP400-404	LP13, LP19	LP310-517	LP56	LP354-045	LP75	RS000-010	LP28
.....	LP21, LP23	LP310-518	LP56	LP354-133	LP75	RS000-011	LP28
EP400-408	LP14-LP15	LP312-100	LP57	LP354-145	LP75	RS000-012	LP28
EP400-412	LP16-LP17	LP312-105	LP57	LP354-233	LP75	RS000-013	LP28
HF300-151	LP65	LP312-110	LP57	LP354-245	LP75	RS000-014	LP28
HF300-152	LP65	LP312-115	LP57	LP354-330	LP75	RS000-021	LP28
HF300-153	LP65	LP312-125	LP57	LP354-345	LP75	RS000-022	LP28
HF300-163	LP66	LP312-130	LP57	LP355-000	LP77	RS000-023	LP28
HF300-165	LP66	LP312-140	LP57	LP355-033	LP77	RS000-024	LP28
HF300-173	LP66	LP313-012	LP83	LP355-045	LP77	RS000-501	LP32
HF300-175	LP66	LP313-013	LP83	LP355-133	LP77	RS000-502	LP31
HF300-183	LP66	LP313-100	LP61	LP355-145	LP77	RS000-503	LP33
HF300-185	LP66	LP313-111	LP61	LP355-233	LP77	RS000-504	LP33
HF300-193	LP66	LP313-112	LP61	LP355-245	LP77	RS000-505	LP33
HF300-195	LP66	LP313-113	LP61	LP355-330	LP77	RS000-506	LP34
HF310-104	LP70	LP314-002	LP83	LP355-345	LP77	RS000-507	LP31
HF310-113	LP70	LP315-111	LP83	LP356-000	LP77	RS000-508	LP34
HF310-123	LP70	LP315-112	LP83	LP356-033	LP77	RS000-509	LP34
HF310-125	LP70	LP315-113	LP83	LP356-045	LP77	RS000-515	LP33
HF310-133	LP70	LP315-501	LP73	LP356-133	LP77	RS000-516	LP32
HF310-135	LP70	LP315-502	LP73	LP356-145	LP77	RS000-517	LP34
HF310-333	LP70	LP315-510	LP73	LP356-233	LP77	RS000-520	LP31
HF310-3031	LP70	LP320-050	LP63	LP356-245	LP77	RS000-525	LP35
LP000-033	LP77	LP320-061	LP63	LP356-330	LP77	RS000-526	LP35
LP000-045	LP77	LP320-062	LP63	LP356-345	LP77	RS000-527	LP35
LP000-133	LP77	LP320-063	LP63	LP357-000	LP77	RS000-528	LP35
LP000-145	LP77	LP320-064	LP63	LP357-033	LP77	RS000-529	LP36
LP000-233	LP77	LP320-071	LP63	LP357-045	LP77	RS000-530	LP36
LP000-245	LP77	LP320-072	LP63	LP357-133	LP77	RS000-531	LP36
LP000-330	LP77	LP320-073	LP63	LP357-145	LP77	RS000-532	LP37
LP000-345	LP77	LP320-074	LP63	LP357-233	LP77	RS000-533	LP37
LP033-000	LP77	LP320-082	LP63	LP357-245	LP77	RS000-534	LP37
LP045-000	LP77	LP320-084	LP63	LP357-330	LP77	RS000-535	LP32
LP100-000	LP8	LP320-111	LP62	LP357-345	LP77	RS000-536	LP37
LP100-030	LP8	LP320-112	LP62	LP371-001	LP79	RS000-537	LP38
LP100-045	LP8	LP320-113	LP62	LP371-002	LP79	RS000-538	LP38
LP105-000	LP8	LP320-200	LP64	LP371-003	LP79	RS000-542	LP38
LP105-030	LP8	LP320-220	LP64	LP371-010	LP79	RS000-543	LP38
LP105-045	LP8	LP320-240	LP64	LP371-020	LP79	RS000-546	LP32
LP150-000	LP8	LP320-250	LP64	LP371-030	LP79	RS000-547	LP39
LP150-030	LP8	LP320-312	LP62	LP371-100	LP79	RS000-548	LP39
LP250-100	LP9	LP320-314	LP62	LP371-101	LP79	RS000-549	LP39
LP250-101	LP9	LP320-317	LP62	LP371-210	LP78	RS000-550	LP39



RS000-552.....LP42	RS000-765.....LP41	RS115-550 LP39	RS117-764LP40
RS000-553.....LP42	RS000-766.....LP40	RS115-552LP42	RS117-765.....LP41
RS000-554.....LP42	RS000-767.....LP40	RS115-553LP42	RS117-766.....LP40
RS000-555.....LP42	RS000-768.....LP41	RS115-554LP42	RS117-767.....LP40
RS000-558.....LP30	RS000-769.....LP41	RS115-555LP42	RS117-768.....LP41
RS000-559.....LP30	RS000-785.....LP44	RS115-558LP30	RS117-769.....LP41
RS000-560.....LP30	RS000-785CC.....LP44	RS115-559LP30	RS117-785.....LP44
RS000-561.....LP30	RS000-786.....LP44	RS115-560LP30	RS117-785CC.....LP44
RS000-564.....LP40	RS000-790.....LP45	RS115-561LP30	RS117-786.....LP44
RS000-565.....LP41	RS000-790CC.....LP45	RS115-564LP40	RS117-790.....LP45
RS000-566.....LP40	RS000-790TC.....LP45	RS115-565LP41	RS117-790CC.....LP45
RS000-567.....LP40	RS000-790TC/CCLP45	RS115-566LP40	RS117-790TC.....LP45
RS000-568.....LP41	RS000-791.....LP43	RS115-567LP40	RS117-790TC/CCLP45
RS000-569.....LP41	RS000-791CC.....LP43	RS115-568LP41	RS117-791.....LP43
RS000-585.....LP44	RS000-793.....LP43	RS115-569LP41	RS117-791CC.....LP43
RS000-585CC.....LP44	RS000-795.....LP46	RS115-585.....LP44	RS117-793.....LP43
RS000-586.....LP44	RS000-901.....LP47	RS115-585CC.....LP44	RS117-795.....LP46
RS000-590.....LP45	RS000-905.....LP48	RS115-586.....LP44	RS119-901.....LP47
RS000-590CC.....LP45	RS000-908.....LP48	RS115-590.....LP45	RS119-905.....LP48
RS000-590TC.....LP45	RS000-912.....LP47	RS115-590CC.....LP45	RS119-908.....LP48
RS000-590TC/CCLP45	RS000-914.....LP48	RS115-590TC.....LP45	RS119-912.....LP47
RS000-591.....LP43	RS000-918.....LP50	RS115-590TC/CC.....LP45	RS119-914.....LP48
RS000-591CC.....LP43	RS000-921.....LP47	RS115-591.....LP43	RS119-918.....LP50
RS000-593.....LP43	RS000-923.....LP50	RS115-591CC.....LP43	RS119-921.....LP47
RS000-595.....LP46	RS000-930.....LP49	RS115-593.....LP43	RS119-923.....LP50
RS000-701.....LP32	RS000-932.....LP49	RS115-595.....LP46	RS119-930.....LP49
RS000-702.....LP31	RS000-934.....LP48	RS117-701.....LP32	RS119-932.....LP49
RS000-703.....LP33	RS000-941.....LP49	RS117-702.....LP31	RS119-934.....LP48
RS000-704.....LP33	RS000-943.....LP50	RS117-703.....LP33	RS119-941.....LP49
RS000-705.....LP33	RS000-948.....LP47	RS117-704.....LP33	RS119-943.....LP50
RS000-706.....LP34	RS000-954.....LP49	RS117-705.....LP33	RS119-948.....LP47
RS000-707.....LP31	RS005-000LP28, LP86	RS117-706.....LP34	RS119-954.....LP49
RS000-708.....LP34	RS007-000.....LP28	RS117-707.....LP31	RS120-000.....LP29-LP50
RS000-709.....LP34	RS009-000LP28, LP86	RS117-708.....LP34	RS125-501.....LP32
RS000-715.....LP33	RS110-000LP29-LP50	RS117-709.....LP34	RS125-502.....LP31
RS000-716.....LP32	RS115-501.....LP32	RS117-715.....LP33	RS125-503.....LP33
RS000-717.....LP34	RS115-502.....LP31	RS117-716.....LP32	RS125-504.....LP33
RS000-720.....LP31	RS115-503.....LP33	RS117-717.....LP34	RS125-505.....LP33
RS000-725.....LP35	RS115-504.....LP33	RS117-720.....LP31	RS125-506.....LP34
RS000-726.....LP35	RS115-505.....LP33	RS117-725.....LP35	RS125-507.....LP31
RS000-727.....LP35	RS115-506.....LP34	RS117-726.....LP35	RS125-508.....LP34
RS000-728.....LP35	RS115-507.....LP31	RS117-727.....LP35	RS125-509.....LP34
RS000-729.....LP36	RS115-508.....LP34	RS117-728.....LP35	RS125-515.....LP33
RS000-730.....LP36	RS115-509.....LP34	RS117-729.....LP36	RS125-516.....LP32
RS000-731.....LP36	RS115-515.....LP33	RS117-730.....LP36	RS125-517.....LP34
RS000-732.....LP37	RS115-516.....LP32	RS117-731.....LP36	RS125-520.....LP31
RS000-733.....LP37	RS115-517.....LP34	RS117-732.....LP37	RS125-525.....LP35
RS000-734.....LP37	RS115-520.....LP31	RS117-733.....LP37	RS125-526.....LP35
RS000-735.....LP32	RS115-525.....LP35	RS117-734.....LP37	RS125-527.....LP35
RS000-736.....LP37	RS115-526.....LP35	RS117-735.....LP32	RS125-528.....LP35
RS000-737.....LP38	RS115-527.....LP35	RS117-736.....LP37	RS125-529.....LP36
RS000-738.....LP38	RS115-528.....LP35	RS117-737.....LP38	RS125-530.....LP36
RS000-742.....LP38	RS115-529.....LP36	RS117-738.....LP38	RS125-531.....LP36
RS000-743.....LP38	RS115-530.....LP36	RS117-742.....LP38	RS125-532.....LP37
RS000-746.....LP32	RS115-531.....LP36	RS117-743.....LP38	RS125-533.....LP37
RS000-747.....LP39	RS115-532.....LP37	RS117-746.....LP32	RS125-534.....LP37
RS000-748.....LP39	RS115-533.....LP37	RS117-747.....LP39	RS125-535.....LP32
RS000-749.....LP39	RS115-534.....LP37	RS117-748.....LP39	RS125-536.....LP37
RS000-750.....LP39	RS115-535.....LP32	RS117-749.....LP39	RS125-537.....LP38
RS000-752.....LP42	RS115-536.....LP37	RS117-750.....LP39	RS125-538.....LP38
RS000-753.....LP42	RS115-537.....LP38	RS117-752.....LP42	RS125-542.....LP38
RS000-754.....LP42	RS115-538.....LP38	RS117-753.....LP42	RS125-543.....LP38
RS000-755.....LP42	RS115-542.....LP38	RS117-754.....LP42	RS125-546.....LP32
RS000-758.....LP30	RS115-543.....LP38	RS117-755.....LP42	RS125-547.....LP39
RS000-759.....LP30	RS115-546.....LP32	RS117-758.....LP30	RS125-548.....LP39
RS000-760.....LP30	RS115-547.....LP39	RS117-759.....LP30	RS125-549.....LP39
RS000-761.....LP30	RS115-548.....LP39	RS117-760.....LP30	RS125-550.....LP39
RS000-764.....LP40	RS115-549.....LP39	RS117-761.....LP30	RS125-552.....LP42



RS125-553.....	LP42	RS129-923.....	LP50	RS137-717.....	LP34	RS215-525.....	LP35
RS125-554.....	LP42	RS129-930.....	LP49	RS137-720.....	LP31	RS215-526.....	LP35
RS125-555.....	LP42	RS129-932.....	LP49	RS137-725.....	LP35	RS215-527.....	LP35
RS125-558.....	LP30	RS129-934.....	LP48	RS137-726.....	LP35	RS215-528.....	LP35
RS125-559.....	LP30	RS129-941.....	LP49	RS137-727.....	LP35	RS215-529.....	LP36
RS125-560.....	LP30	RS129-943.....	LP50	RS137-728.....	LP35	RS215-530.....	LP36
RS125-561.....	LP30	RS129-948.....	LP47	RS137-729.....	LP36	RS215-531.....	LP36
RS125-564.....	LP40	RS129-954.....	LP49	RS137-730.....	LP36	RS215-532.....	LP37
RS125-565.....	LP41	RS130-000.....	LP29-LP50	RS137-731.....	LP36	RS215-533.....	LP37
RS125-566.....	LP40	RS135-501.....	LP32	RS137-732.....	LP37	RS215-534.....	LP37
RS125-567.....	LP40	RS135-502.....	LP31	RS137-733.....	LP37	RS215-535.....	LP32
RS125-568.....	LP41	RS135-503.....	LP33	RS137-734.....	LP37	RS215-536.....	LP37
RS125-569.....	LP41	RS135-504.....	LP33	RS137-735.....	LP32	RS215-537.....	LP38
RS127-701.....	LP32	RS135-505.....	LP33	RS137-736.....	LP37	RS215-538.....	LP38
RS127-702.....	LP31	RS135-506.....	LP34	RS137-737.....	LP38	RS215-542.....	LP38
RS127-703.....	LP33	RS135-507.....	LP31	RS137-738.....	LP38	RS215-543.....	LP38
RS127-704.....	LP33	RS135-508.....	LP34	RS137-742.....	LP38	RS215-546.....	LP32
RS127-705.....	LP33	RS135-509.....	LP34	RS137-743.....	LP38	RS215-547.....	LP39
RS127-706.....	LP34	RS135-515.....	LP33	RS137-746.....	LP32	RS215-548.....	LP39
RS127-707.....	LP31	RS135-516.....	LP32	RS137-747.....	LP39	RS215-549.....	LP39
RS127-708.....	LP34	RS135-517.....	LP34	RS137-748.....	LP39	RS215-550.....	LP39
RS127-709.....	LP34	RS135-520.....	LP31	RS137-749.....	LP39	RS215-552.....	LP42
RS127-715.....	LP33	RS135-525.....	LP35	RS137-750.....	LP39	RS215-553.....	LP42
RS127-716.....	LP32	RS135-526.....	LP35	RS137-752.....	LP42	RS215-554.....	LP42
RS127-717.....	LP34	RS135-527.....	LP35	RS137-753.....	LP42	RS215-555.....	LP42
RS127-720.....	LP31	RS135-528.....	LP35	RS137-754.....	LP42	RS215-558.....	LP30
RS127-725.....	LP35	RS135-529.....	LP36	RS137-755.....	LP42	RS215-559.....	LP30
RS127-726.....	LP35	RS135-530.....	LP36	RS137-758.....	LP30	RS215-560.....	LP30
RS127-727.....	LP35	RS135-531.....	LP36	RS137-759.....	LP30	RS215-561.....	LP30
RS127-728.....	LP35	RS135-532.....	LP37	RS137-760.....	LP30	RS215-564.....	LP40
RS127-729.....	LP36	RS135-533.....	LP37	RS137-761.....	LP30	RS215-565.....	LP41
RS127-730.....	LP36	RS135-534.....	LP37	RS137-764.....	LP40	RS215-566.....	LP40
RS127-731.....	LP36	RS135-535.....	LP32	RS137-765.....	LP41	RS215-567.....	LP40
RS127-732.....	LP37	RS135-536.....	LP37	RS137-766.....	LP40	RS215-568.....	LP41
RS127-733.....	LP37	RS135-537.....	LP38	RS137-767.....	LP40	RS215-569.....	LP41
RS127-734.....	LP37	RS135-538.....	LP38	RS137-768.....	LP41	RS217-701.....	LP32
RS127-735.....	LP32	RS135-542.....	LP38	RS137-769.....	LP41	RS217-702.....	LP31
RS127-736.....	LP37	RS135-543.....	LP38	RS139-901.....	LP47	RS217-703.....	LP33
RS127-737.....	LP38	RS135-546.....	LP32	RS139-905.....	LP48	RS217-704.....	LP33
RS127-738.....	LP38	RS135-547.....	LP39	RS139-908.....	LP48	RS217-705.....	LP33
RS127-742.....	LP38	RS135-548.....	LP39	RS139-912.....	LP47	RS217-706.....	LP34
RS127-743.....	LP38	RS135-549.....	LP39	RS139-914.....	LP48	RS217-707.....	LP31
RS127-746.....	LP32	RS135-550.....	LP39	RS139-918.....	LP50	RS217-708.....	LP34
RS127-747.....	LP39	RS135-552.....	LP42	RS139-921.....	LP47	RS217-709.....	LP34
RS127-748.....	LP39	RS135-553.....	LP42	RS139-923.....	LP50	RS217-715.....	LP33
RS127-749.....	LP39	RS135-554.....	LP42	RS139-930.....	LP49	RS217-716.....	LP32
RS127-750.....	LP39	RS135-555.....	LP42	RS139-932.....	LP49	RS217-717.....	LP34
RS127-752.....	LP42	RS135-558.....	LP30	RS139-934.....	LP48	RS217-720.....	LP31
RS127-753.....	LP42	RS135-559.....	LP30	RS139-941.....	LP49	RS217-725.....	LP35
RS127-754.....	LP42	RS135-560.....	LP30	RS139-943.....	LP50	RS217-726.....	LP35
RS127-755.....	LP42	RS135-561.....	LP30	RS139-948.....	LP47	RS217-727.....	LP35
RS127-758.....	LP30	RS135-564.....	LP40	RS139-954.....	LP49	RS217-728.....	LP35
RS127-759.....	LP30	RS135-565.....	LP41	RS140-000.....	LP51	RS217-729.....	LP36
RS127-760.....	LP30	RS135-566.....	LP40	RS150-000.....	LP51	RS217-730.....	LP36
RS127-761.....	LP30	RS135-567.....	LP40	RS210-000.....	LP29-LP50	RS217-731.....	LP36
RS127-764.....	LP40	RS135-568.....	LP41	RS215-501.....	LP32	RS217-732.....	LP37
RS127-765.....	LP41	RS135-569.....	LP41	RS215-502.....	LP31	RS217-733.....	LP37
RS127-766.....	LP40	RS137-701.....	LP32	RS215-503.....	LP33	RS217-734.....	LP37
RS127-767.....	LP40	RS137-702.....	LP31	RS215-504.....	LP33	RS217-735.....	LP32
RS127-768.....	LP41	RS137-703.....	LP33	RS215-505.....	LP33	RS217-736.....	LP37
RS127-769.....	LP41	RS137-704.....	LP33	RS215-506.....	LP34	RS217-737.....	LP38
RS129-901.....	LP47	RS137-705.....	LP33	RS215-507.....	LP31	RS217-738.....	LP38
RS129-905.....	LP48	RS137-706.....	LP34	RS215-508.....	LP34	RS217-742.....	LP38
RS129-908.....	LP48	RS137-707.....	LP31	RS215-509.....	LP34	RS217-743.....	LP38
RS129-912.....	LP47	RS137-708.....	LP34	RS215-515.....	LP33	RS217-746.....	LP32
RS129-914.....	LP48	RS137-709.....	LP34	RS215-516.....	LP32	RS217-747.....	LP39
RS129-918.....	LP50	RS137-715.....	LP33	RS215-517.....	LP34	RS217-748.....	LP39
RS129-921.....	LP47	RS137-716.....	LP32	RS215-520.....	LP31	RS217-749.....	LP39



RS217-750.....	LP39	RS225-561.....	LP30	RS227-790TC/CC.....	LP45	TR240-055.....	LP18
RS217-752.....	LP42	RS225-564.....	LP40	RS227-791.....	LP43	TR240-110.....	LP20
RS217-753.....	LP42	RS225-565.....	LP41	RS227-791CC.....	LP43	TR240-125.....	LP22
RS217-754.....	LP42	RS225-566.....	LP40	RS227-793.....	LP43	TR240-255.....	LP18
RS217-755.....	LP42	RS225-567.....	LP40	RS227-795.....	LP46	TR240-311.....	LP20
RS217-758.....	LP30	RS225-568.....	LP41	RS229-901.....	LP47	TR240-325.....	LP22
RS217-759.....	LP30	RS225-569.....	LP41	RS229-905.....	LP48	TR300-055.....	LP14, LP18
RS217-760.....	LP30	RS225-585.....	LP44	RS229-908.....	LP48		LP19
RS217-761.....	LP30	RS225-585CC.....	LP44	RS229-912.....	LP47	TR300-110.....	LP16, LP20
RS217-764.....	LP40	RS225-586.....	LP44	RS229-914.....	LP48		LP21
RS217-765.....	LP41	RS225-590.....	LP45	RS229-918.....	LP50	TR300-125.....	LP22-LP23
RS217-766.....	LP40	RS225-590CC.....	LP45	RS229-921.....	LP47	TR310-055.....	LP14, LP18
RS217-767.....	LP40	RS225-590TC.....	LP45	RS229-923.....	LP50		LP19
RS217-768.....	LP41	RS225-590TC/CC.....	LP45	RS229-930.....	LP49	TR310-110.....	LP16, LP20
RS217-769.....	LP41	RS225-591.....	LP43	RS229-932.....	LP49		LP21
RS219-901.....	LP47	RS225-591CC.....	LP43	RS229-934.....	LP48	TR310-125.....	LP22-LP23
RS219-905.....	LP48	RS225-593.....	LP43	RS229-941.....	LP49	TR330-055.....	LP14, LP18
RS219-908.....	LP48	RS225-595.....	LP46	RS229-943.....	LP50		LP19
RS219-912.....	LP47	RS227-701.....	LP32	RS229-948.....	LP47	TR330-110.....	LP16, LP20
RS219-914.....	LP48	RS227-702.....	LP31	RS229-954.....	LP49		LP21
RS219-918.....	LP50	RS227-703.....	LP33	RS240-000.....	LP51	TR330-125.....	LP22-LP23
RS219-921.....	LP47	RS227-704.....	LP33	RU 5288-31.....	LP91	TR350-055.....	LP14, LP18
RS219-923.....	LP50	RS227-705.....	LP33	RU 8865-51.....	LP91		LP19
RS219-930.....	LP49	RS227-706.....	LP34	RU 8865-52.....	LP91	TR350-110.....	LP16, LP20
RS219-932.....	LP49	RS227-707.....	LP31	RU 8865-55.....	LP91		LP21
RS219-934.....	LP48	RS227-708.....	LP34	RU 8865-56.....	LP91	TR350-125.....	LP22-LP23
RS219-941.....	LP49	RS227-709.....	LP34	RU 8865-59.....	LP91	TR405-002.....	LP24
RS219-943.....	LP50	RS227-715.....	LP33	RU 8865-60.....	LP91	TR410-002.....	LP24
RS219-948.....	LP47	RS227-716.....	LP32	RU 8908-01.....	LP93	TR411-002.....	LP24
RS219-954.....	LP49	RS227-717.....	LP34	RU 8908-11.....	LP93	TR420-001.....	LP24
RS220-000.....	LP29-LP50	RS227-720.....	LP31	RU 8908-12.....	LP93	TR420-003.....	LP24
RS225-501.....	LP32	RS227-725.....	LP35	RU 8908-13.....	LP92	TR421-001.....	LP24
RS225-502.....	LP31	RS227-726.....	LP35	RU 8908-14.....	LP93	TR422-001.....	LP24
RS225-503.....	LP33	RS227-727.....	LP35	RU 8908-18.....	LP92		
RS225-504.....	LP33	RS227-728.....	LP35	RU 8930-00.....	LP93		
RS225-505.....	LP33	RS227-729.....	LP36	RU 8930-01.....	LP93		
RS225-506.....	LP34	RS227-730.....	LP36	RZ003-050.....	LP13, LP15		
RS225-507.....	LP31	RS227-731.....	LP36		LP18-LP19		
RS225-508.....	LP34	RS227-732.....	LP37	RZ003-105.....	LP17, LP20		
RS225-509.....	LP34	RS227-733.....	LP37		LP21		
RS225-515.....	LP33	RS227-734.....	LP37	RZ003-110.....	LP17, LP20		
RS225-516.....	LP32	RS227-735.....	LP32		LP21		
RS225-517.....	LP34	RS227-736.....	LP37	RZ003-125.....	LP22-LP23		
RS225-520.....	LP31	RS227-737.....	LP38	RZ003-255.....	LP13, LP15		
RS225-525.....	LP35	RS227-738.....	LP38		LP18-LP19		
RS225-526.....	LP35	RS227-742.....	LP38	RZ003-311.....	LP17, LP20		
RS225-527.....	LP35	RS227-743.....	LP38		LP21		
RS225-528.....	LP35	RS227-746.....	LP32	RZ003-312.....	LP22-LP23		
RS225-529.....	LP36	RS227-747.....	LP39	RZ005-055.....	LP18		
RS225-530.....	LP36	RS227-748.....	LP39	RZ005-100.....	LP20		
RS225-531.....	LP36	RS227-749.....	LP39	RZ005-125.....	LP22		
RS225-532.....	LP37	RS227-750.....	LP39	RZ006-055.....	LP18		
RS225-533.....	LP37	RS227-758.....	LP30	RZ006-100.....	LP20		
RS225-534.....	LP37	RS227-759.....	LP30	RZ006-125.....	LP22		
RS225-535.....	LP32	RS227-760.....	LP30	RZ010-000.....	LP92		
RS225-536.....	LP37	RS227-761.....	LP30	RZ352-001.....	LP75, LP77		
RS225-537.....	LP38	RS227-764.....	LP40				
RS225-538.....	LP38	RS227-765.....	LP41				
RS225-542.....	LP38	RS227-766.....	LP40				
RS225-543.....	LP38	RS227-767.....	LP40				
RS225-546.....	LP32	RS227-768.....	LP41				
RS225-547.....	LP39	RS227-769.....	LP41				
RS225-548.....	LP39	RS227-785.....	LP44				
RS225-549.....	LP39	RS227-785CC.....	LP44				
RS225-550.....	LP39	RS227-786.....	LP44				
RS225-558.....	LP30	RS227-790.....	LP45				
RS225-559.....	LP30	RS227-790CC.....	LP45				
RS225-560.....	LP30	RS227-790TC.....	LP45				

Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
LP5 – LP10



03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
LP11 – LP24




04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
LP25 – LP52




05

HF Monopolar
HF Monopolar
LP59 – LP66




06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
LP67 – LP70



08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Appliers
LP71 – LP80




09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
LP81 – LP88



10

Zubehör
Accessories
LP89 – LP94



ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
LP95





Insufflationsnadel nach Veres, Ø 2 mm
Insufflation needle, Veres, Ø 2 mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Nutzlänge Working length	
LP305-100	100 mm	
LP305-120	120 mm	
LP305-150	150 mm	
LP305-200	200 mm	

High Flow Veres-Kanüle, Ø 2,7 mm
High flow Veres cannula, Ø 2.7 mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Nutzlänge Working length	
LP305-610	100 mm	
LP305-617	170 mm	



Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
 IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
 LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
 LP5 – LP10



03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
 LP11 – LP24




04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
 LP25 – LP52




05

HF Monopolar
HF Monopolar
 LP59 – LP66




06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
 LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
 LP67 – LP70



08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Appliers
 LP71 – LP80





09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
 LP81 – LP88



10


Zubehör
Accessories
 LP89 – LP94



ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
 LP95





AUTOKLAVIERBAR
AUTOCLAVABLE



Alle RUDOLF Medical Optiken werden nach höchsten Anforderungen an Präzision und Genauigkeit entwickelt.

All RUDOLF Medical optics are developed according to the highest demands on precision and accuracy.

Optiken - Technische Merkmale

Optics - Technical Features

Alle RUDOLF Medical Optiken erfüllen die Anforderungen für die HD-Endoskopie.

All RUDOLF Medical optics meet the requirements for HD (High Definition) endoscopy.

- Stablinssysteme auf dem neuesten Stand der Technik
- Ausschließliche Verwendung von optischen Bauteile höchster Qualität
- Neueste Generation von Lichtfasern für beste Lichttransmission und Bildausleuchtung
- Beste Tiefenschärfe bei maximaler Helligkeit, exzellentem Kontrast und brillanter Detailtreue
- Optische Systeme optimiert für die Anforderungen der jeweiligen Operationstechnik
- Höchste Lebensdauer durch Anwendung neuester Fertigungstechnologien wie Laserschweißen und Goldverlöten zur hermetischen Abdichtung des kratzfesten Saphirglases am proximalen und distalen Ende der Optik
- RUDOLF Medical Optiken erfüllen alle Anforderungen an moderne Aufbereitungsverfahren* und sind freigegeben für die Dampfsterilisation (132°-134°, 3-5 min. Mindesthaltezeit)

- *State-of-the-art rod lens systems*
- *Use of first-class optical components only*
- *Latest generation of illumination fibers for best light transmission and highest illumination level*
- *Optimal depth of field at maximum luminosity, excellent contrast and brilliant detail rendition*
- *Optical systems optimized for the requirements of the specific application*
- *Long service life thanks to state-of-the-art manufacturing technologies such as laser welding and gold soldering for the hermetic sealing of the scratch resistant sapphire glass at the proximal and distal ends of the optics*
- *RUDOLF Medical optics meet all requirements of modern reprocessing procedures* and are approved for steam sterilisation (132° - 134°, 3-5 min. minimum holding time)*

Wir gewähren auf alle RUDOLF Medical Optiken **3 Jahre Garantie!**

*We grant a **3-year warranty** on all RUDOLF Medical optics!*

*Die Aufbereitungshinweise sind zu beachten.

**Please follow the reprocessing instructions.*




Mitgelieferte Adapter für Anschlussstandards
Adapters included for connection standards



Storz / Aesculap
Olympus Adapter (RZ100-000)

Wolf Adapter (RZ100-010)

ACMI / Olympus Anschluss
Connector



5

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code
LP150-000	5 mm	0°	300 mm	grün - green
LP150-030	5 mm	30°	300 mm	rot - red



10

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code
LP100-000	10 mm	0°	340 mm	grün - green
LP100-030	10 mm	30°	340 mm	rot - red
LP100-045	10 mm	45°	340 mm	schwarz - black



10

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code
LP105-000	10 mm	0°	425 mm	grün - green
LP105-030	10 mm	30°	425 mm	rot - red
LP105-045	10 mm	45°	425 mm	schwarz - black



10

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code
LP100-000-ICG	10 mm	0°	325 mm	grün - green
LP100-030-ICG	10 mm	30°	325 mm	rot - red

Kaltlichtkabel - HTT - Kabel


Cold Light Cables - HTT - Cables

20% mehr Lichtdurchlässigkeit
als bei Standardkabeln

20% more light transmission
than with standard cables

HTT-Cables

High Transmission Technology
High Transmission Technology



Verschmolzene Fasern
Fused fibres

		ohne Adapter without adapters	inkl. RUDOLF / Storz Adapter IM220-020 + IM220-040 (Endoskop- und Lichtquellenseite) incl. RUDOLF / Storz adapter IM220-020 + IM220-040 (Endoscope and light source side)
Länge Length	Durchmesser Diameter	Bestell Nr. Ordering no.	Set Bestell Nr. Ordering Set no.
1.8 m	Ø 2.5 mm	IM199-181	IM199-1811
2.3 m	Ø 2.5 mm	IM199-231	IM199-2311
3.0 m	Ø 2.5 mm	IM199-301	IM199-3011
3.5 m	Ø 2.5 mm	IM199-351	IM199-3511
1.8 m	Ø 3.5 mm	IM201-181	IM201-1811
2.3 m	Ø 3.5 mm	IM201-231	IM201-2311
3.0 m	Ø 3.5 mm	IM201-301	IM201-3011
3.5 m	Ø 3.5 mm	IM201-351	IM201-3511
1.8 m	Ø 4.8 mm	IM202-181	IM202-1811
2.3 m	Ø 4.8 mm	IM202-231	IM202-2311
3.0 m	Ø 4.8 mm	IM202-301	IM202-3011
3.5 m	Ø 4.8 mm	IM202-351	IM202-3511

Empfohlene Kombination von
Kaltlichtkabeln mit Endoskopen
Recommended combination of
cold light cables with endoscopes

Ø 2,5	2	2.7	2.9
Ø 3,5	4		
Ø 4,8	5	10	

Gelenkarm mit zentraler Schnellfixierung Articulated Arm with Central Quick-Fixation



Optik-Halterung

Halterungen für die Fixierung und stabile Positionierung der Optik erhältlich aus sterilisierbarem Kunststoff und mit verschiedenen Durchmessern. Die seitliche Öffnung ermöglicht ein einfaches Einführen der Optik.

Optics Holding Device

Holders for the fixation and firm positioning of the optics available in sterilizable medical-grade plastic and in various diameters. The opening at the side facilitates the insertion of the endoscope.

Bestell-Nr. Ordering no.	Lieferumfang Delivery includes	Endoskop-Halterung Endoscope holder
LP250-100	• Optikhalter Ø 5 / 10 mm • Gelenkarm, Aktionsradius 400 mm • Säule 400 mm, Höhe verstellbar • Inklusive Schienensockel Für minimalinvasive Chirurgie (MIC), Allgemeinchirurgie und Neurochirurgie. • Endoscope holder, Ø 5 / 10 mm, • Articulated arm, 400 mm action radius • Column 400 mm, height-adjustable • Including rails clamp For Minimally Invasive Surgery (MIS), General Surgery and Neurosurgery.	Standard Standard 
LP250-110	• Optikhalter Ø 5 / 10 mm • Gelenkarm, Aktionsradius 400 mm • L-Säule 450 x 100 mm, Höhe verstellbar • Inklusive Schienensockel Für minimalinvasive Chirurgie (MIC), Allgemeinchirurgie und Neurochirurgie. Durch die L-Säule sind vielseitige Positionierungen möglich. • Endoscope holder, Ø 5 / 10 mm, • Articulated arm, 400 mm action radius • L-column 450 x 100 mm, height-adjustable • Including rails clamp For Minimally Invasive Surgery (MIS), General Surgery and Neurosurgery. The L column allows many different configurations.	L-Säule L-column 
LP250-101	Schienensockel (allein) Säule höhenverstellbar, Dampfsterilisierbar bis zu 134° C Für höhenverstellbare Säule Ø 16 mm Passend zu Schienenabmessungen 9-10 mm (B) und 25-32 mm (H) Rails clamp (alone) Column height-adjustable, Steam sterilizable up to 134° C For height-adjustable column Ø 16 mm Suitable to rail dimensions 9-10 mm (W) und 25-32 mm (H)	

Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
LP5 – LP10



03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
LP11 – LP24




04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
LP25 – LP52



05

HF Monopolar
HF Monopolar
LP59 – LP66




06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
LP67 – LP70



08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Appliers
LP71 – LP80





09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
LP81 – LP88



10


Zubehör
Accessories
LP89 – LP94



ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
LP95





EASYPORT

RUDOLF Medical bietet ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Trokare und Trokardornen für die Laparoskopie.

Neben den klassischen Metalltrokaren aus rostfreiem Edelstahl verfügen wir zusätzlich über eine Serie von Kunststofftrokaren aus leichten, Hochleistungskunststoffen (PEEK / PPSU). Die **EASYPORT** Trokarfamilie kann ebenfalls bei 134°C autoklaviert werden und vereint somit die Vorteile der Wiederverwendbarkeit mit einer ergonomischen Leichtbauweise.

Trokarmodelle sind in drei Größen erhältlich, passend für LAP-Instrumente mit den Durchmessern 5, 10 oder 12 mm, die Standardlänge ist 100 mm.

Je nach Kundenwunsch sind die Trokare mit oder ohne Hahn für die CO₂ Insufflation verfügbar und als Ausführung mit glattem Rohr oder mit Gewinde erhältlich.

Ein breites Sortiment an hochwertigen Trokardornen mit unterschiedlichen Geometrien, sowie einem Sicherheitstrokardorn, runden das RUDOLF-Trokarassortiment ab. Außerdem finden Sie auf den folgenden Seiten Zubehör und Ersatzteile für die RUDOLF Trokare.



RUDOLF Medical offers a wide range of different trocars and trocar spikes for laparoscopy.

*In addition to our classic metal trocars made of stainless steel, we also have a series of plastic trocars made of lightweight, high-performance plastics (PEEK / PPSU). The **EASYPORT** trocar family can be autoclaved at 134°C and thus combines the advantages of reusability with an ergonomic lightweight design.*

Trocar models are available in three sizes, suitable for LAP instruments with diameters of 5-, 10- or 12-mm, the standard length is 100 mm.

Depending on the customer's requirements, the trocars are available with or without stopcock for CO₂ insufflation and as a plain tube or threaded version.


A wide range of high-quality trocar trocar spikes with different geometries, as well as a safety trocar spike, complete the RUDOLF trocar range. You will also find accessories and spare parts for the RUDOLF trocars on the following pages.



EASYPORT Trokare, für Instrumente mit Ø 5 mm
EASYPORT Trocars, for instruments with Ø 5 mm



5



Trokar, mit Dorn
Trocar, with spike

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
*EP124-251	Trokar mit Trokardorn/Dreikantschliff, Nutzlänge 70 mm Trocar with trocar spike/triangular cut, working length 70 mm	
EP400-404	Passendes Silikonventil, 5 Stk./Pack (Einweg) Suitable silicone valve, 5 pcs./pack (disposable)	
RZ003-255	Universal-Dichtungskappen, grau, VE 10Stk. Universal sealing caps, grey, PU 10 pcs.	
RZ003-050	Universal-Dichtungskappen, rot, VE 10Stk. Universal sealing caps, red, PU 10 pcs.	

*nicht als Einzelteile erhältlich!
*not available as spare parts!

EASYPORT Trokare, für Instrumente mit Ø 5 mm

EASYPORT Trocars, for instruments with Ø 5 mm




5



Trokare, ohne Dorn
Trocars, without spike


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	Nutzlänge Working length	
EP103-230	Trokar, Rohr glatt, mit Absperrhahn Trocar, tube plain, with stopcock	100 mm	
EP103-231	Trokar, Rohr glatt, ohne Absperrhahn Trocar, tube plain, without stopcock	100 mm	
EP113-230	Trokar, Rohr mit Gewinde, mit Absperrhahn Trocar, tube threaded, with stopcock	100 mm	
EP400-408	Passendes Silikonventil, 5 Stk./Pack (Einweg) Suitable silicone valve, 5 pcs./pack (disposable)		



Passende Trokardorne
Suitable trocar spike

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description		
TR350-055	Sicherheitstrokardorn Safety trocar spike		
TR300-055	Trokardorn, konisch Trocar spike, conical point		
TR310-055	Trokardorn mit Dreikantschliff Trocar spike with triangular cut		
TR330-055	Trokardorn, kegelförmig stumpf Trocar spike, conical blunt		


Trokardorne und Hüllen frei kombinierbar
Trocar spikes and sleeves free combinable



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
EP230	Trokarkörper mit Absperrhahn Trocar body with stopcock	
EP103	Trokarrohr glatt, NL 100 mm Trocar tube plain, WL 100 mm	
EP113	Trokarrohr mit Gewinde, NL 100 mm Trocar tube threaded, WL 100 mm	
EP400-408	Passendes Silikonventil, 5 Stk./Pack (Einweg) Suitable silicone valve, 5 pcs./pack (disposable)	
RZ003-255	Universal-Dichtungskappen, grau, VE 10 Stk. Universal sealing caps, grey, PU 10 pcs	
RZ003-050	Universal-Dichtungskappen, rot, VE 10 Stk. Universal sealing caps, red, PU 10 pcs	

EASYPORT Trokare, für Instrumente mit Ø 10 mm

EASYPORT Trocars, for instruments with Ø 10 mm



Trokare, ohne Dorn
Trocars, without spike

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	Nutzlänge Working length	
EP101-210	Trokar, Rohr glatt, mit Absperrhahn Trocar, tube plain, with stopcock	100 mm	
EP101-211	Trokar, Rohr glatt, ohne Absperrhahn Trocar, tube plain, without stopcock	100 mm	
EP111-210	Trokar, Rohr mit Gewinde, mit Absperrhahn Trocar tube, threaded, with stopcock	100 mm	
EP111-211	Trokar, Rohr mit Gewinde, ohne Absperrhahn Trocar tube, threaded, without stopcock	100 mm	
EP400-412	Passendes Silikonventil, 5 Stk./ Pack (Einweg) Suitable silicone valve, 5 pcs./ pack (disposable)		




Passende Trokardorne
Suitable trocar spike

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description		
TR350-110	Sicherheitstrokardorn Safety trocar spike		
TR300-110	Trokardorn, konisch Trocar spike, conical point		
TR310-110	Trokardorn mit Dreikantschliff Trocar spike with triangular cut		
TR330-110	Trokardorn für Hasson, kegelförmig stumpf Trocar spike for Hasson, conical blunt		


Trokardorne und Hülisen frei kombinierbar
Trocar spikes and sleeves free combinable

10



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
EP210	Trokarkörper mit Absperrhahn Trocar body with stopcock	
EP211	Trokarkörper ohne Absperrhahn Trocar body without stopcock	
EP101	Trokarrohr glatt, NL 100 mm Trocar tube plain, WL 100 mm	
EP111	Trokarrohr mit Gewinde, NL 100 mm Trocar tube threaded, WL 100 mm	
EP400-412	Passendes Silikonventil, 5 Stk./Pack (Einweg) Suitable silicone valve, 5 pcs./pack (disposable)	
RZ003-311	Universal-Dichtungskappen, grau, VE 10 Stk. Universal sealing caps, grey, PU 10 pcs	
RZ003-105	Universal-Dichtungskappen, blau, VE 10 Stk. Universal sealing caps, blue, PU 10 pcs	
RZ003-110	Universal-Dichtungskappen, rot, VE 10 Stk. Universal sealing caps, red, PU 10 pcs	

Trokare aus Metall, für Instrumente mit Ø 5 mm
Trocars made of metal, for instruments with Ø 5 mm



Trokar, ohne Dorn
Trocar, without spike

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	Nutzlänge Working length	
TR240-055	Trokar, Rohr glatt, mit Absperrhahn Trocar, tube plain, with stopcock	95 mm	
TR240-255	Trokarrohr mit Gewinde (Metall) Trocar tube threaded (metal)		
RZ003-255 RZ003-050	Universal-Dichtungskappen, grau, rot, VE 10 Stk. Universal sealing caps, grey, red, PU 10 pcs		
RZ005-055	Dichtungsring, grau, VE 10 Stk. Sealing ring, grey, PU 10 pcs		
RZ006-055	Dichtungsring Gehäuse, 25 x 1.5 m, VE 10 Stk. Sealing ring housing, 25 x 1.5 mm, PU 10 pcs		

Passende Trokardorne
Suitable trocar spike



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description		
TR350-055	Sicherheitstrokardorn Safety trocar spike		
TR300-055	Trokardorn, konisch Trocar spike, conical point		
TR310-055	Trokardorn mit Dreikantschliff Trocar spike with triangular cut		
TR330-055	Trokardorn, kegelförmig stumpf Trocar spike, conical blunt		

Trokardorne und Hülsen frei kombinierbar
Trocar spikes and sleeves free combinable

Trokare aus Metall, für Instrumente mit Ø 5 mm
Trocars made of metal, for instruments with Ø 5 mm




Trokare, ohne Dorn
Trocars, without spike

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	Nutzlänge Working length	
EP150-262	Trokar, Rohr glatt, mit Absperrhahn Trocar, tube plain, with stopcock	100 mm	
EP151-262	Trokar, Rohr mit Gewinde, mit Absperrhahn Trocar, tube threaded, with stopcock	100 mm	
EP400-404	Passendes Silikonventil, VE 5 Stk. (Einweg) Suitable silicone valve, PU 5 pcs (disposable)		
RZ003-255 RZ003-050	Universal-Dichtungskappen, grau, rot, VE 10 Stk. Universal sealing caps, grey, red, PU 10 pcs		



Passende Trokardorne
Suitable trocar spikes

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description		
TR350-055	Sicherheitstrokardorn Safety trocar spike		
TR300-055	Trokardorn, konisch Trocar spike, conical point		
TR310-055	Trokardorn mit Dreikantschliff Trocar spike with triangular cut		
TR330-055	Trokardorn, kegelförmig stumpf Trocar spike, conical blunt		


Trokardorne und Hülisen frei kombinierbar
Trocars spikes and sleeves free combinable

Trokare aus Metall, für Instrumente mit Ø10mm

Trocars made of metal, for instruments with Ø10mm



10



Trokar, ohne Dorn
Trocar, without spike

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	Nutzlänge Working length	
TR240-110	Trokar, Rohr glatt, mit Absperrhahn Trocar, tube plain, with stopcock	101 mm	
TR240-311	Trokarrohr mit Gewinde (Metall) Trocar tube threaded (metal)		
RZ003-311 RZ003-105 RZ003-110	Universal-Dichtungskappen, grau, blau oder rot, VE 10 Stk. Universal sealing caps, grey, blue or red, PU 10 pcs		
RZ005-100	Dichtungsring, gelb, VE 10 Stk. Sealing ring, yellow, PU 10 pcs		
RZ006-100	Dichtungsring für Gehäuse, 30 x 1.5 mm, VE 10 Stk. Sealing ring for housing, 30 x 1.5 mm, PU 10 pcs		




Passende Trokardorne
Suitable trocar spikes

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description		
TR350-110	Sicherheitstrokardorn Safety trocar spike		
TR300-110	Trokardorn, konisch Trocar spike, conical point		
TR310-110	Trokardorn mit Dreikantschliff Trocar spike with triangular cut		
TR330-110	Trokardorn für Hasson, kegelförmig stumpf Trocar spike for Hasson, conical blunt		

Trokardorne und Hüllen frei kombinierbar
Trocar spikes and sleeves free combinable

Trokare aus Metall, für Instrumente mit Ø 10 mm
 Trocars made of metal, for instruments with Ø 10 mm



Trokare, ohne Dorn
 Trocars, without spike

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	Nutzlänge Working length	
EP150-266	Trokar, Rohr glatt, mit Absperrhahn Trocar, tube plain, with stopcock	111 mm	
EP151-266	Trokar, Rohr mit Gewinde, mit Absperrhahn Trocar, tube threaded, with stopcock	111 mm	
EP400-404	Passendes Silikonventil, VE 5 Stk. (Einweg) Suitable silicone valve, PU 5 pcs (disposable)		
RZ003-311 RZ003-105 RZ003-110	Universal-Dichtungskappen, grau, blau oder rot, VE 10 Stk. Universal sealing caps, grey, blue or red, PU 10 pcs		




Passende Trokardorne
 Suitable trocar spikes

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description		
TR350-110	Sicherheitstrokardorn Safety trocar spike		
TR300-110	Trokardorn, konisch Trocar spike, conical point		
TR310-110	Trokardorn mit Dreikantschliff Trocar spike with triangular cut		
TR330-110	Trokardorn für Hasson, kegelförmig stumpf Trocar spike for Hasson, conical blunt		

Trokardorne und Hülsen frei kombinierbar
 Trocar spikes and sleeves free combinable

Trokare aus Metall, für Instrumente mit Ø12 mm
Trocars made of metal, for instruments with Ø12 mm



Trokar, ohne Dorn
Trocar, without spike

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	Nutzlänge Working length	
TR240-125	Trokar, Rohr glatt, mit Absperrhahn Trocar, tube plain, with stopcock	98 mm	
TR240-325	Trokarrohr mit Gewinde (Metall) Trocar tube threaded (metal)		
RZ003-312 RZ003-125	Universal-Dichtungskappen, grau oder grün, VE 10 Stk. Universal Sealing caps, grey or green, PU 10 pcs		
RZ005-125	Dichtungsring, gelb, VE 10 Stk. Sealing ring, yellow, PU 10 pcs		
RZ006-125	Dichtungsring für Gehäuse, 30 x 1.5 mm, VE 10 Stk. Sealing ring for housing, 30 x 1.5 mm, PU 10 pcs		




Passende Trokardorne
Suitable trocar spikes

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description		
TR350-125	Sicherheitstrokardorn Safety trocar spike		
TR300-125	Trokardorn, konisch Trocar spike, conical point		
TR310-125	Trokardorn mit Dreikantschliff Trocar spike with triangular cut		
TR330-125	Trokardorn für Hasson, kegelförmig stumpf Trocar spike for Hasson, conical blunt		

Trokardorne und Hülsen frei kombinierbar
Trocar spikes and sleeves free combinable

Trokare aus Metall, für Instrumente mit Ø 12 mm
Trocars made of metal, for instruments with Ø 12 mm



Trokare, ohne Dorn
Trocars, without spike

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	Nutzlänge Working length	
EP150-267	Trokar, Rohr glatt, mit Absperrhahn Trocar, tube plain, with stopcock	108 mm	
EP151-267	Trokar, Rohr mit Gewinde, mit Absperrhahn Trocar, tube threaded, with stopcock	108 mm	
EP400-404	Passendes Silikonventil, VE 5 Stk. (Einweg) Suitable silicone valve, PU 5 pcs (disposable)		
RZ003-312 RZ003-125	Universal-Dichtungskappen, grau oder grün, VE 10 Stk. Universal sealing caps, grey or green, PU 10 pcs		






Passende Trokardorne
Suitable trocar spikes

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description		
TR350-125	Sicherheitstrokardorn Safety trocar spike		
TR300-125	Trokardorn, konisch Trocar spike, conical point		
TR310-125	Trokardorn mit Dreikantschliff Trocar spike with triangular cut		
TR330-125	Trokardorn für Hasson, kegelförmig stumpf Trocar spike for Hasson, conical blunt		

Trokardorne und Hülisen frei kombinierbar
Trocars spikes and sleeves free combinable

Reduzier-Systeme für alle RUDOLF Trokare Reducing systems for all RUDOLF trocars



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	für Instrumente mit Ø for instruments with Ø	
TR420-001	Reduzierer Reducers	10 → 5 mm	
TR420-003	Reduzierer Reducers	12 → 5 mm	
TR421-001	Doppel-Reduzierer Double reducer	12 → 10 mm / 5 mm	
TR422-001	Schiebe-Reduzierer Slide reducer	12 → 5 mm	
TR410-002	Reduzier-Aufsatz ohne Schlaufe Reducer tube without loop	10 mm → 5 mm	
TR411-002	Reduzier-Aufsatz mit Schlaufe Reducer tube with loop	10 mm → 5 mm	

Appendix-Extraktor und Reduzierhülse für alle Trokarhülsen
 Appendix extractor and reducer tube for all trocar sleeves

Bestell-Nr. Ordering no.	für Instrumente mit Ø for instruments with Ø	
TR405-002	10 mm → 5 mm	

Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
 IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
 LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
 LP5 – LP10




03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
 LP11 – LP24



04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
 LP25 – LP52




05

HF Monopolar
HF Monopolar
 LP59 – LP66



06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
 LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
 LP67 – LP70



08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Appliers
 LP71 – LP80




09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
 LP81 – LP88




10


Zubehör
Accessories
 LP89 – LP94



ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
 LP95





Aufbau der Bestell-Nr. bei Bestellung von Komplett-Instrumenten (Beispiel):
Principle of creating the Ordering no. for ordering complete instruments (Example):

Mauleinsatz Jaw insert	Rohrschaft Tube	Griff Handle	Komplett-Instrument Complete instrument
RS000-507	RS005-000	RS110-000	RS115-507



Dreiteilig – Drehbar – Auseinandernehmbar

- Leicht zerlegbar in 3 Teile (Griff, Rohrschaft, Mauleinsatz)
- Teile untereinander austauschbar und kompatibel
- Große Anzahl von Modellen
- Vielfalt von Kombinationsmöglichkeiten
- Kostengünstige Ersatzbeschaffung für Einzelteile

Threepart – Rotatable – Detachable

- Easily detachable into 3 parts (handle, tube, jaw insert)
- All parts are exchangeable and compatible
- Wide range of models
- Great variety of possible combinations
- Cost-saving spare parts procurement

Rohrschäfte mit Zubehör


Tubes with accessories




Rohrschaft, mit Befestigungsmutter für RUDOLF SCREW-IN System, isoliert
Tubes, with fastening screw nut for RUDOLF SCREW-IN System, isolated

Durchmesser <i>Diameter</i>	Nutzlänge <i>Working length</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering no.</i>
Ø 5 mm	330 mm	RS005-000
Ø 5 mm	450 mm	RS007-000
Ø 10 mm	330 mm	RS009-000

Befestigungsmuttern
Fastening screws nuts

Ø 5mm	Ø 10mm	Farbe <i>Colour</i>
RS000-011	RS000-021	Schwarz <i>black</i> 
RS000-012	RS000-022	Rot <i>red</i> 
RS000-013	RS000-023	Grün <i>green</i> 
RS000-014	RS000-024	Blau <i>blue</i> 

Spülansatz, für Rohrschäfte mit Befestigungsmutter
Rinsing adapter, for tubes with fastening screw nut

RS000-010	Spülansatz mit Luer-Lock, für Ø 5 + 10 mm <i>Rinsing adapter</i> with Luer-Lock, for Ø 5 + 10 mm	
-----------	--	---

Bestell-Nr. Ordering no.	
RS110-000	Der RUDOLF Kunststoff-Griff <u>ohne Sperre</u> Einfach, ergonomisch, sicher, drehbar <i>The RUDOLF plastic handle <u>without ratchet</u></i> <i>Simple, ergonomic, safe, rotatable</i> 
RS120-000	Der RUDOLF Kunststoff-Griff <u>mit Sperre</u> Einfach, ergonomisch, sicher, drehbar <i>The RUDOLF plastic handle <u>with ratchet</u></i> <i>Simple, ergonomic, safe, rotatable</i> 
RS130-000	Der RUDOLF Kunststoff-Griff <u>mit Klapp-Sperre</u> Einfach, ergonomisch, sicher, drehbar <i>The RUDOLF plastic handle <u>with French ratchet</u></i> <i>Simple, ergonomic, safe, rotatable</i> 
RS210-000	RUDOLF Comfort-Griff <u>mit Comfort-Sperre</u> Kunststoff, drehbar, mit Doppelfeder <i>RUDOLF comfort handle <u>with Comfort ratchet</u></i> <i>Plastic, rotatable, double spring</i> 
RS220-000	RUDOLF Comfort-Griff <u>ohne Sperre</u> Kunststoff, drehbar, mit Doppelfeder <i>RUDOLF comfort handle <u>without ratchet</u></i> <i>Plastic, rotatable, double spring</i> 



Grundsätzlich sind alle Griffe mit allen **RUDOLF** Rohrschäften und Einsätzen kombinierbar.
*All handles can basically be combined with all **RUDOLF** tubes and inserts.*



Zusätzliche Griffe ohne Set-Nummern auf Seite LP51.
Additional handles without set numbers on page LP51.

Präparier- und Fasszangen, divers Dissecting and Grasping Forceps, diverse




Griff, allein
Handle, only



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only


Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert



Fasszange, glatt, stumpf, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, smooth, blunt, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-559
450 mm	RS000-759

RS115-559	RS125-559	RS135-559	RS215-559	RS225-559
RS117-759	RS127-759	RS137-759	RS217-759	RS227-759



Fasszange, glatt, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, smooth, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-558
450 mm	RS000-758

RS115-558	RS125-558	RS135-558	RS215-558	RS225-558
RS117-758	RS127-758	RS137-758	RS217-758	RS227-758



Präparier- und Fasszange, Reddick-Olsen, starkes Modell, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, Reddick-Olsen, strong model, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-561
450 mm	RS000-761

RS115-561	RS125-561	RS135-561	RS215-561	RS225-561
RS117-761	RS127-761	RS137-761	RS217-761	RS227-761



Fasszange, gerieft, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, grooved, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-560
450 mm	RS000-760

RS115-560	RS125-560	RS135-560	RS215-560	RS225-560
RS117-760	RS127-760	RS137-760	RS217-760	RS227-760


Präparier- und Fasszangen, divers Dissecting and Grasping Forceps, diverse



Griff, allein
Handle, only

RS110-000	RS120-000	RS130-000	RS210-000	RS220-000

Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Fasszange, Alligator, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, Alligator, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-507
450 mm	RS000-707


RS115-507	RS125-507	RS135-507	RS215-507	RS225-507
RS117-707	RS127-707	RS137-707	RS217-707	RS227-707



Präparier- und Fasszange, Mixer, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, Mixer, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-520
450 mm	RS000-720

RS115-520	RS125-520	RS135-520	RS215-520	RS225-520
RS117-720	RS127-720	RS137-720	RS217-720	RS227-720



Präparier- und Fasszange, gerieft, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, grooved, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-502
450 mm	RS000-702

RS115-502	RS125-502	RS135-502	RS215-502	RS225-502
RS117-702	RS127-702	RS137-702	RS217-702	RS227-702


Präparier- und Fasszangen, divers Dissecting and Grasping Forceps, diverse



Griff, allein
Handle, only



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm	RS000-535
450 mm	RS000-735

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Fasszange, universal, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, universal, double action, Ø 5 mm

RS115-535	RS125-535	RS135-535	RS215-535	RS225-535
RS117-735	RS127-735	RS137-735	RS217-735	RS227-735



Präparier- und Fasszange, schlank, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, slim, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-516
450 mm	RS000-716


RS115-516	RS125-516	RS135-516	RS215-516	RS225-516
RS117-716	RS127-716	RS137-716	RS217-716	RS227-716



Fasszange, mehrfach gezahnt, gefenestert, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, toothed, fenestrated, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-546
450 mm	RS000-746

RS115-546	RS125-546	RS135-546	RS215-546	RS225-546
RS117-746	RS127-746	RS137-746	RS217-746	RS227-746



Krallengreifer, 2x3 Zähne, einfach beweglich, Ø 5 mm
Claw grasping forceps, 2x3 teeth, single action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-501
450 mm	RS000-701

RS115-501	RS125-501	RS135-501	RS215-501	RS225-501
RS117-701	RS127-701	RS137-701	RS217-701	RS227-701

Präparier- und Fasszangen, schlank gerieft Dissecting and Grasping Forceps, slim grooved



Griff, allein
Handle, only



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm	RS000-505
450 mm	RS000-705

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Präparier- und Fasszange, schlank, gerade, einfach beweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, slim, straight, single action, Ø 5 mm


RS115-505	RS125-505	RS135-505	RS215-505	RS225-505
RS117-705	RS127-705	RS137-705	RS217-705	RS227-705



330 mm	RS000-515
450 mm	RS000-715

Präparier- und Fasszange, Delphin, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, Dolphin, double action, Ø 5 mm


RS115-515	RS125-515	RS135-515	RS215-515	RS225-515
RS117-715	RS127-715	RS137-715	RS217-715	RS227-715



330 mm	RS000-503
450 mm	RS000-703

Präparier- und Fasszange, gerieft, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, grooved, double action, Ø 5 mm

RS115-503	RS125-503	RS135-503	RS215-503	RS225-503
RS117-703	RS127-703	RS137-703	RS217-703	RS227-703



330 mm	RS000-504
450 mm	RS000-704

Präparier- und Fasszange, feine atraumatische Zahnung, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, fine atraumatic serration, double action, Ø 5 mm

RS115-504	RS125-504	RS135-504	RS215-504	RS225-504
RS117-704	RS127-704	RS137-704	RS217-704	RS227-704


Präparier- und Fasszangen, gerieft mit Löffel Dissecting and Grasping Forceps, grooved with spoon



Griff, allein
Handle, only



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm	RS000-506
450 mm	RS000-706

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Fasszange, gerieft, mit Löffel, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, grooved, with spoon, double action, Ø 5 mm


RS115-506	RS125-506	RS135-506	RS215-506	RS225-506
RS117-706	RS127-706	RS137-706	RS217-706	RS227-706



330 mm	RS000-509
450 mm	RS000-709

Fasszange, gerieft, mit Löffel, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, grooved, with spoon, double action, Ø 5 mm


RS115-509	RS125-509	RS135-509	RS215-509	RS225-509
RS117-709	RS127-709	RS137-709	RS217-709	RS227-709



330 mm	RS000-517
450 mm	RS000-717

Präparier- und Fasszange, Delphin, kurz mit Löffel, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, Dolphin, short with spoon, double action, Ø 5 mm

RS115-517	RS125-517	RS135-517	RS215-517	RS225-517
RS117-717	RS127-717	RS137-717	RS217-717	RS227-717



330 mm	RS000-508
450 mm	RS000-708

Fasszange, gerieft, mit Löffel, lang, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, grooved, with spoon, long, double action, Ø 5 mm

RS115-508	RS125-508	RS135-508	RS215-508	RS225-508
RS117-708	RS127-708	RS137-708	RS217-708	RS227-708

Präparier- und Fasszangen, Maryland Dissecting and Grasping Forceps, Maryland




Griff, allein
Handle, only



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only


Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert



Präparier- und Fasszange, kreuzgerieft, gebogen, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, cross-serrated, curved, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-527
450 mm	RS000-727


RS115-527	RS125-527	RS135-527	RS215-527	RS225-527
RS117-727	RS127-727	RS137-727	RS217-727	RS227-727



Präparier- und Fasszange, Maryland, schlank, gebogen, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, Maryland, slim, curved, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-526
450 mm	RS000-726


RS115-526	RS125-526	RS135-526	RS215-526	RS225-526
RS117-726	RS127-726	RS137-726	RS217-726	RS227-726



Präparier- und Fasszange, Maryland (Standard), gebogen, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, Maryland (standard), curved, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-525
450 mm	RS000-725

RS115-525	RS125-525	RS135-525	RS215-525	RS225-525
RS117-725	RS127-725	RS137-725	RS217-725	RS227-725



Präparier- und Fasszange, Maryland, extra lang, gebogen, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, Maryland, extra long, curved, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-528
450 mm	RS000-728

RS115-528	RS125-528	RS135-528	RS215-528	RS225-528
RS117-728	RS127-728	RS137-728	RS217-728	RS227-728


Präparier- und Fasszangen, DeBakey Dissecting and Grasping Forceps, DeBakey



Griff, allein
Handle, only



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm	RS000-531
450 mm	RS000-731

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Fasszange, DeBakey, atraumatisch, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, atraumatic, double action, Ø 5 mm


RS115-531	RS125-531	RS135-531	RS215-531	RS225-531
RS117-731	RS127-731	RS137-731	RS217-731	RS227-731



330 mm	RS000-529
450 mm	RS000-729

Präparier- und Fasszange, Maryland-DeBakey, gebogen, atraumatisch, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, Maryland-DeBakey, curved, atraumatic, double action, Ø 5 mm

RS115-529	RS125-529	RS135-529	RS215-529	RS225-529
RS117-729	RS127-729	RS137-729	RS217-729	RS227-729



330 mm	RS000-530
450 mm	RS000-730

Fasszange, DeBakey, atraumatisch, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, DeBakey, atraumatic, double action, Ø 5 mm

RS115-530	RS125-530	RS135-530	RS215-530	RS225-530
RS117-730	RS127-730	RS137-730	RS217-730	RS227-730


Präparier- und Fasszangen, mit Zähne Dissecting and Grasping Forceps, with teeth



Griff, allein
Handle, only



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only



Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Fasszange, Cobra, 2x4 Zähne, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, Cobra, 2x4 teeth, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-533
450 mm	RS000-733


RS115-533	RS125-533	RS135-533	RS215-533	RS225-533
RS117-733	RS127-733	RS137-733	RS217-733	RS227-733



Fasszange, Allis, mit Zähnen, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, Allis, with teeth, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-536
450 mm	RS000-736


RS115-536	RS125-536	RS135-536	RS215-536	RS225-536
RS117-736	RS127-736	RS137-736	RS217-736	RS227-736



Fasszange, mit Zähnen, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, with teeth, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-534
450 mm	RS000-734

RS115-534	RS125-534	RS135-534	RS215-534	RS225-534
RS117-734	RS127-734	RS137-734	RS217-734	RS227-734



Fasszange, 1x2 Zähne, einfach beweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, 1x2 teeth, single action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-532
450 mm	RS000-732

RS115-532	RS125-532	RS135-532	RS215-532	RS225-532
RS117-732	RS127-732	RS137-732	RS217-732	RS227-732


Präparier- und Fasszangen, atraumatisch Dissecting and Grasping Forceps, atraumatic



Griff, allein
Handle, only



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Fasszange, Allis, einfach beweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, Allis, single action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-537
450 mm	RS000-737


RS115-537	RS125-537	RS135-537	RS215-537	RS225-537
RS117-737	RS127-737	RS137-737	RS217-737	RS227-737



Fasszange, Babcock, gezahnt, sehr feines Modell, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, Babcock, serrated, very fine model, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-542
450 mm	RS000-742


RS115-542	RS125-542	RS135-542	RS215-542	RS225-542
RS117-742	RS127-742	RS137-742	RS217-742	RS227-742



Fasszange, Babcock, atraumatisch, sehr feines Modell, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, Babcock, atraumatic, very fine model, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-543
450 mm	RS000-743

RS115-543	RS125-543	RS135-543	RS215-543	RS225-543
RS117-743	RS127-743	RS137-743	RS217-743	RS227-743



Fasszange, atraumatisch, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, atraumatic, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-538
450 mm	RS000-738

RS115-538	RS125-538	RS135-538	RS215-538	RS225-538
RS117-738	RS127-738	RS137-738	RS217-738	RS227-738


Präparier- und Fasszangen, gewellt Dissecting and Grasping Forceps, rippled



Griff, allein
Handle, only



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm	RS000-549
450 mm	RS000-749

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Fasszange, gewellt, Löffelform, einfach beweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, rippled, spoon shape, single action, Ø 5 mm


RS115-549	RS125-549	RS135-549	RS215-549	RS225-549
RS117-749	RS127-749	RS137-749	RS217-749	RS227-749



330 mm	RS000-547
450 mm	RS000-747

Fasszange, gewellt, mit Zähnen, einfach beweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, rippled, with teeth, single action, Ø 5 mm


RS115-547	RS125-547	RS135-547	RS215-547	RS225-547
RS117-747	RS127-747	RS137-747	RS217-747	RS227-747



330 mm	RS000-550
450 mm	RS000-750

Fasszange, gewellt, Löffelform, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, rippled, spoon shape, double action, Ø 5 mm

RS115-550	RS125-550	RS135-550	RS215-550	RS225-550
RS117-750	RS127-750	RS137-750	RS217-750	RS227-750



330 mm	RS000-548
450 mm	RS000-748

Fasszange, gewellt, mit Zähnen, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, rippled, with teeth, double action, Ø 5 mm

RS115-548	RS125-548	RS135-548	RS215-548	RS225-548
RS117-748	RS127-748	RS137-748	RS217-748	RS227-748


Präparier- und Fasszangen, gefenstert Dissecting and Grasping Forceps, fenestrated



Griff, allein
Handle, only

RS110-000	RS120-000	RS130-000	RS210-000	RS220-000

Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only



Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Fasszange, gefenstert, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Grasping forceps, fenestrated, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-564
450 mm	RS000-764


RS115-564	RS125-564	RS135-564	RS215-564	RS225-564
RS117-764	RS127-764	RS137-764	RS217-764	RS227-764



Präparier- und Fasszange, besonders fein gerieft, einfach beweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, extra fine grooving, single action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-566
450 mm	RS000-766

RS115-566	RS125-566	RS135-566	RS215-566	RS225-566
RS117-766	RS127-766	RS137-766	RS217-766	RS227-766



Präparier- und Fasszange, besonders fein gerieft, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, extra fine grooving, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-567
450 mm	RS000-767

RS115-567	RS125-567	RS135-567	RS215-567	RS225-567
RS117-767	RS127-767	RS137-767	RS217-767	RS227-767


Präparier- und Fasszangen, gefenstert Dissecting and Grasping Forceps, fenestrated



Griff, allein
Handle, only



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm	RS000-565
450 mm	RS000-765

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Hunter Darmfasszange, atraumatisch, gefenstert, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Hunter Bowel Grasping, atraumatic, fenestrated, double action, Ø 5 mm


RS115-565	RS125-565	RS135-565	RS215-565	RS225-565
RS117-765	RS127-765	RS137-765	RS217-765	RS227-765



330 mm	RS000-569
450 mm	RS000-769

Präparier- und Fasszange, besonders fein gerieft, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, extra fine grooving, double action, Ø 5 mm

RS115-569	RS125-569	RS135-569	RS215-569	RS225-569
RS117-769	RS127-769	RS137-769	RS217-769	RS227-769




330 mm	RS000-568
450 mm	RS000-768

Präparier- und Fasszange, besonders fein gerieft, einfach beweglich, Ø 5 mm
Dissecting and grasping forceps, extra fine grooving, single action, Ø 5 mm

RS115-568	RS125-568	RS135-568	RS215-568	RS225-568
RS117-768	RS127-768	RS137-768	RS217-768	RS227-768




Griff, allein
Handle, only



Maaleinsatz, allein
Jaw insert, only


Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert



Probeexzisionszange, durchschneidend, einfach beweglich, Ø 5 mm
Biopsy forceps, through-cutting, single action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-555
450 mm	RS000-755


RS115-555	RS125-555	RS135-555	RS215-555
RS117-755	RS127-755	RS137-755	RS217-755



Probeexzisionszange, Weil-Blakesley, einfach beweglich, Ø 5 mm
Biopsy forceps, Weil-Blakesley, single action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-554
450 mm	RS000-754


RS115-554	RS125-554	RS135-554	RS215-554
RS117-754	RS127-754	RS137-754	RS217-754



Probeexzisionszange, Löffelmaul mit Dorn, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Biopsy forceps, spoon jaw with pin, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-552
450 mm	RS000-752

RS115-552	RS125-552	RS135-552	RS215-552
RS117-752	RS127-752	RS137-752	RS217-752



Probeexzisionszange, Löffelmaul, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Biopsy forceps, spoon jaw, double action, Ø 5 mm

330 mm	RS000-553
450 mm	RS000-753

RS115-553	RS125-553	RS135-553	RS215-553
RS117-753	RS127-753	RS137-753	RS217-753



Griff, allein
Handle, only




RS110-000



RS220-000

Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm	RS000-593
450 mm	RS000-793

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Hakenschere, einfach beweglich, Ø 5 mm
Hook scissors, single action, Ø 5 mm


RS115-593	RS225-593
RS117-793	RS227-793



330 mm	RS000-591
450 mm	RS000-791

Schere, Metzenbaum, links gebogen, kurzes Modell, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Scissors, Metzenbaum, curved left, short pattern, double action, Ø 5 mm

RS115-591	RS225-591
RS117-791	RS227-791




330 mm	RS000-591CC
450 mm	RS000-791CC

Schere, Metzenbaum, mit Keramikbeschichtung, links gebogen, kurzes Modell, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Scissors, Metzenbaum, ceramic coated, curved left, short model, double action, Ø 5 mm


RS115-591CC	RS225-591CC
RS117-791CC	RS227-791CC



Griff, allein
Handle, only




RS110-000



RS220-000

Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm	RS000-586
450 mm	RS000-786

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Peritonealschere, gerade, gezahnt, einfach beweglich, Ø 5 mm
Peritoneum scissors, straight, serrated, single action, Ø 5 mm


RS115-586	RS225-586
RS117-786	RS227-786



330 mm	RS000-585
450 mm	RS000-785

Schere, gerade, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Scissors, straight, double action, Ø 5 mm

RS115-585	RS225-585
RS117-785	RS227-785



330 mm	RS000-585CC
450 mm	RS000-785CC

Schere, mit Keramikbeschichtung, gerade, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Scissors, ceramic coated, straight, double action, Ø 5 mm

RS115-585CC	RS225-585CC
RS117-785CC	RS227-785CC



Griff, allein
Handle, only




RS110-000



RS220-000

Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm	RS000-590
450 mm	RS000-790

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Schere, Metzenbaum, links gebogen, Standard, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Scissors, Metzenbaum, curved left, standard, double action, Ø 5 mm


RS115-590	RS225-590
RS117-790	RS227-790



330 mm	RS000-590TC
450 mm	RS000-790TC

Schere, Metzenbaum, mit Hartmetalleinsatz, links gebogen,
Standard, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Scissors, Metzenbaum, with hard metal inserts, curved left,
standard, double action, Ø 5 mm


RS115-590TC	RS225-590TC
RS117-790TC	RS227-790TC



330 mm	RS000-590CC
450 mm	RS000-790CC

Schere, Metzenbaum, mit Keramikbeschichtung, links gebogen,
Standard, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Scissors, Metzenbaum, ceramic coated, curved left,
standard, double action, Ø 5 mm

RS115-590CC	RS225-590CC
RS117-790CC	RS227-790CC



330 mm	RS000-590TC/CC
450 mm	RS000-790TC/CC

Schere, Metzenbaum, mit Keramikbeschichtung und Hartmetalleinsatz, links gebogen,
Standard, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Scissors, Metzenbaum, ceramic coated and hard metal insert, curved left,
standard, double action, Ø 5 mm

RS115-590TC/CC	RS225-590TC/CC
RS117-790TC/CC	RS227-790TC/CC

Multifunktionales LAP Instrument, Piraña Cut


Multifunctional LAP Instrument, Piraña Cut



Griff, allein
Handle, only




RS110-000



RS220-000

Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only



330 mm	RS000-595
450 mm	RS000-795

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Multifunktionale Zange Piraña Cut, 1:2 Zähne, doppelbeweglich, Ø 5 mm
Multifunctional Forceps Piraña Cut, 1:2 teeth, double action, Ø 5 mm


RS115-595	RS225-595
RS117-795	RS227-795

Greifzange
Grasping Forceps

Schere
Scissors

Gegen-Nadelhalter
Counter-Needleholder

Ein Instrument – drei Funktionen: One instrument - three functions:



Schere

Die eingebaute Schere dient zum Durchtrennen des Nahtmaterials.
Empfohlene Nahtmaterialien:


Monofile Fäden 0-2/0 Geflochtene, resorbierbare Fäden 0-2/0.

Scissors

The built-in scissors are used to cut the suture material.

Recommended suture materials:

Monofilament threads 0-2/0 Braided, absorbable threads 0-2/0.




Gegen-Nadelhalter

Das feine Maulprofil erlaubt ein Fassen und Halten der Nadel und dient als Assistenz zum laparoskopischen Nadelhalter.

Counter-Needleholder

The fine jaw profile allows the needle to be grasped and held.

It serves as an assistant to the laparoscopic needle holder.



Greifzange

Die chirurgische Zahnung mit 1:2 Zähnen erlaubt ein sicheres Fassen von Gewebe und Netzimplantat.

Grasping Forceps

The surgical 1:2 teeth allow secure grasping of tissue and mesh implant.

Präparier- und Fasszangen Dissecting and Grasping Forceps



Griff, allein
Handle, only




Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only



Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert


Fasszange, Alligator, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Grasping forceps, Alligator, double action, Ø 10 mm

330 mm	RS000-901	RS119-901	RS129-901	RS139-901	RS219-901	RS229-901
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------




Hakenzange, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Hook forceps, double action, Ø 10 mm

330 mm	RS000-948	RS119-948	RS129-948	RS139-948	RS219-948	RS229-948
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Fasszange mit Löffel, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Grasping forceps with spoon, double action, Ø 10 mm

330 mm	RS000-921	RS119-921	RS129-921	RS139-921	RS219-921	RS229-921
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Präparier- und Fasszange, Maryland, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Dissecting and grasping forceps, Maryland, double action, Ø 10 mm

330 mm	RS000-912	RS119-912	RS129-912	RS139-912	RS219-912	RS229-912
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Präparier- und Fasszangen Dissecting and Grasping Forceps



Griff, allein
Handle, only




Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only



Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert


Krallengreifer, 2x3 Zähne, einfach beweglich, Ø 10 mm
Claw grasping forceps, 2x3 teeth, single action, Ø 10 mm

RS119-905 **RS129-905** **RS139-905** **RS219-905** **RS229-905**




Löffelzange, einfach beweglich, Ø 10 mm
Spoon forceps, single action, Ø 10 mm

RS119-908 **RS129-908** **RS139-908** **RS219-908** **RS229-908**



Präparier- und Fasszange, Mixer, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Dissecting and grasping forceps, Mixer, double action, Ø 10 mm

RS119-914 **RS129-914** **RS139-914** **RS219-914** **RS229-914**



Fasszange, Babcock, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Grasping forceps, Babcock, double action, Ø 10 mm

RS119-934 **RS129-934** **RS139-934** **RS219-934** **RS229-934**


Präparier- und Fasszangen Dissecting and Grasping Forceps



Griff, allein
Handle, only




Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only



Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert


Fasszange, Pennington-Alligator, gerieft, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Grasping forceps, Pennington-Alligator, grooved, double action, Ø 10 mm

330 mm	RS000-930	RS119-930	RS129-930	RS139-930	RS219-930	RS229-930
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------




Fasszange, Duval, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Grasping forceps, Duval, double action, Ø 10 mm

330 mm	RS000-932	RS119-932	RS129-932	RS139-932	RS219-932	RS229-932
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Fasszange, DeBakey, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Grasping forceps, DeBakey, double action, Ø 10 mm

330 mm	RS000-941	RS119-941	RS129-941	RS139-941	RS219-941	RS229-941
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Fasszange, Dorsey, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Grasping forceps, Dorsey, double action, Ø 10 mm

330 mm	RS000-954	RS119-954	RS129-954	RS139-954	RS219-954	RS229-954
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


Präparier- und Fasszangen Dissecting and Grasping Forceps



Griff, allein
Handle, only



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm | **RS000-918**

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Präparier- und Fasszange, lang, gebogen, einfach beweglich, Ø 10 mm
Dissecting and grasping forceps, long, curved, single action, Ø 10 mm


RS119-918	RS129-918	RS139-918	RS219-918	RS229-918
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



330 mm | **RS000-943**

Fasszange, DeBakey, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Grasping forceps, DeBakey, double action, Ø 10 mm

RS119-943	RS129-943	RS139-943	RS219-943	RS229-943
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------





330 mm | **RS000-923**

Fasszange, oval, gefenstert, fein gerieft, doppelbeweglich, Ø 10 mm
Grasping forceps, oval, fenestrated, fine grooving, double action, Ø 10 mm

RS119-923	RS129-923	RS139-923	RS219-923	RS229-923
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zusätzliche Griffe Additional Handles



Bestell-Nr. Ordering no.	
RS140-000	Metall-Griff <u>ohne Sperre</u>, drehbar <i>Metal handle <u>without ratchet</u>, rotatable</i> 
RS150-000	Metall-Griff <u>mit Sperre</u>, drehbar <i>Metal handle <u>with ratchet</u>, rotatable</i> 
RS240-000	Comfort-Griff <u>ohne Sperre</u>, Kunststoff, drehbar <i>Comfort handle <u>without ratchet</u>, Plastic, rotatable</i> 



Grundsätzlich sind alle Griffe mit allen **RUDOLF** Rohrschäften und Einsätzen kombinierbar.
*All handles can basically be combined with all **RUDOLF** tubes and inserts.*



Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
 IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
 LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
 LP5 – LP10



03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
 LP11 – LP24





04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
 LP25 – LP52




05

HF Monopolar
HF Monopolar
 LP59 – LP66



06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
 LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
 LP67 – LP70



08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Appliers
 LP71 – LP80




09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
 LP81 – LP88



10

Zubehör
Accessories
 LP89 – LP94



ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
 LP95



Elektroden mit Saug-Spülrohr

Electrodes with Suction-Irrigation



Saug-Spül-Systeme mit auswechselbaren HF-Elektroden, monopolar
 Suction-Irrigation Tube Systems with interchangeable HF Electrodes, monopolar

Bestell-Nr. Ordering no.	
LP313-100	Pistolengriff, allein, mit Schlauchanschluss <i>Pistol handle, only, with tubing connection</i> 



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Ø	Nutzlänge Working length	Elektroden Electrodes	
LP313-111	5 mm	340 mm	Haken-Elektrode Hook electrode	
LP313-112	5 mm	340 mm	Winkel-Elektrode Right angle electrode	
LP313-113	10 mm	340 mm	Spatel-Elektrode Spatula electrode	



Luer-Lock-Anschluss, mit Saugkanal, monopolar
Luer-Lock connection, with suction channel, monopolar

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Ø	Nutzlänge Working length	Elektroden Electrodes
LP320-312	5 mm	330 mm	Winkel-Elektrode Right angle electrode 
LP320-314	5 mm	330 mm	Knopf-Elektrode Ballpoint electrode 
LP320-317	5 mm	330 mm	Nadel-Elektrode Needle electrode 



NEW



Elektroden mit hochtemperaturfester **Keramikspitze**, monopolar
Electrode with high temperature resistant **ceramic tip**, monopolar

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Ø	Nutzlänge Working length	Elektroden Electrodes
LP320-111	5 mm	360 mm	J-Haken Elektrode J-Hook electrode 
LP320-112	5 mm	360 mm	L-Haken Elektrode L-Hook electrode 
LP320-113	5 mm	360 mm	Spatel-Elektrode Spatula electrode 



LP320-111, LP320-112 + LP320-113 nur kompatibel mit HF-Kabel ohne Sicherheitshülse (LP60).
LP320-111, LP320-112 + LP320-113 only compatible with HF cable without protective sleeve (LP60).




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Ø	Nutzlänge Working length	Elektroden Electrodes
LP320-082	2,8 mm	250 mm	Winkel-Elektrode Right angle electrode 
LP320-084	2,8 mm	250 mm	Knopf-Elektrode Ballpoint electrode 



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Ø	Nutzlänge Working length	Elektroden Electrodes
LP320-061	5 mm	330 mm	Haken-Elektrode Hook electrode 
LP320-071	5 mm	450 mm	
LP320-062	5 mm	330 mm	Winkel-Elektrode Right Angle electrode 
LP320-072	5 mm	450 mm	
LP320-063	5 mm	330 mm	Spatel-Elektrode Spatula electrode 
LP320-073	5 mm	450 mm	
LP320-064	5 mm	330 mm	Knopf-Elektrode Ballpoint electrode 
LP320-074	5 mm	450 mm	

Handgriff inkl. Spannschaft und Elektrode mit auswechselbaren Spitzen
Handle incl. shaft and electrode with exchangeable tips



Handgriff inkl. Spannschaft
Handle incl. shaft

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Ø	
LP320-200	5 mm	



Zur Verwendung mit
To be used with

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Ø	Elektroden Electrodes	
LP320-220	5 mm	Winkel-Elektrode, wechselbar <i>Right Angel-Electrode, exchangeable</i>	
LP320-240	5 mm	Nadel-Elektrode, wechselbar <i>Needle-Electrode, exchangeable</i>	
LP320-250	4 mm	Kugel-Elektrode, wechselbar <i>Ball-Electrode, exchangeable</i>	

HF-Kabel, monopolar

HF-Cable, monopolar



Bestell-Nr. Ordering no.	Länge Length	Bezeichnung Description
HF300-151	3,5 m	4 mm Geräteseite Anschlusskabel mit Sicherheitshülse für RUDOLF/Berchtold/Martin und Erbe T-Geräte <i>4 mm Unit side connection cable with safety Sleeve for RUDOLF/Berchtold/Martin and Erbe T units</i> 
HF300-152	3,5 m	5 mm Geräteseite Anschlusskabel mit Sicherheitshülse für Erbe ACC/ICC-Geräte <i>5 mm Unit side connection cable with safety Sleeve for Erbe ACC/ICC units</i> 
HF300-153	3,5 m	Anschlusskabel mit Sicherheitshülse für Valleylab, Conmed, Bovie-Geräte <i>Cable with safety Sleeve for Valleylab, Conmed, Bovie units</i> 
90-0333	3 m	SDS-Anschlusskabel für Emed <i>SDS-Cable for Emed</i> 
90-0335	5 m	



Bevor Sie ihre Auswahl treffen, stellen Sie sicher, dass ein kompatibler HF Generator im OP vorhanden ist.
Before you make your selection, make sure, that there is a compatible HF generator in the OR available.

HF-Kabel, monopolar

HF-Cable, monopolar



Bestell-Nr. Ordering no.	Länge Length	Bezeichnung Description	
HF300-163	3 m	4 mm Instrumentenseite Anschlusskabel für Martin und Erbe T-Geräte <i>4 mm instrument side connection cable for Martin and Erbe T units</i>	
HF300-165	5 m		
HF300-173	3 m	4 mm Instrumentenseite Anschlusskabel für Valleylab-Geräte <i>4 mm instrument side connection cable for Valleylab units</i>	
HF300-175	5 m		
HF300-183	3 m	4 mm Instrumentenseite Anschlusskabel für Martin-Geräte <i>4 mm instrument side connection cable for Martin units</i>	
HF300-185	5 m		
HF300-193	3 m	4 mm Instrumentenseite Anschlusskabel für Erbe ACC/ICC-Geräte <i>4 mm instrument side connection cable for Erbe ACC/ICC units</i>	
HF300-195	5 m		



Bevor Sie ihre Auswahl treffen, stellen Sie sicher, dass ein kompatibler HF Generator im OP vorhanden ist.
Before you make your selection, make sure, that there is a compatible HF generator in the OR available.

Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
 IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
 LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
 LP5 – LP10



03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
 LP11 – LP24




04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
 LP25 – LP52





05

HF Monopolar
HF Monopolar
 LP59 – LP66



06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
 LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
 LP67 – LP70



08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Applicators
 LP71 – LP80




09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
 LP81 – LP88



10

Zubehör
Accessories
 LP89 – LP94




ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
 LP95




Saug-Spülrohr-Systeme

Suction-Irrigation Tube Systems



Saug-Spülrohr mit Schiebeventil und Schlauchanschluss
Suction-Irrigation tube with sliding valve and tubing connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Nutzlänge Working length	Distales Ende Distal end
LP310-021	5 mm	330 mm	




Saug-Spülrohr mit Trompetenventil, Luer-Lock-Anschluss
Suction-Irrigation tube with trumpet valve, Luer-Lock Connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Optional Optional	Durchmesser Diameter	Nutzlänge Working length	Distales Ende Distal end
LP310-031	mit Laserführung with laser guiding	5 mm	340 mm	
LP310-032	ohne Laserführung without laser guiding			



Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohr Ø 5 + 10mm
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube Ø 5 + 10mm

Saug-/Spülhandgriff mit Trompetenventil und Schlauchanschluss
Suction-irrigation handle with trumpet valve and tubing connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Bemerkung Remarks	Ø Rohr Ø tube	Nutzlänge Working length	
LP310-200	komplett complete	5 + 10 mm	330 mm	
LP310-205	Griff allein Handle only			
LP310-201	Rohr allein Tube only	5 mm	330 mm	
LP310-202	Rohr allein Tube only	10 mm	330 mm	

Saug-Spülrohr-Systeme Suction-Irrigation Tube Systems




Bestell-Nr. Ordering no.	Griff-Varianten Handle types	
LP310-501	Griff allein, mit Trompetenventil und Luer-Lock-Anschluss <i>Handle only, with trumpet valve and Luer-Lock Connection</i>	
LP310-502	Griff allein, mit Trompetenventil und Schlauchanschluss <i>Handle only, with trumpet valve and tubing connection</i>	
LP310-503	Griff allein, mit Schiebeventil und Schlauchanschluss <i>Handle only, with sliding valve and tubing connection</i>	

Bestell-Nr. Ordering no.	Bohrungen Holes	Durchmesser Diameter	Nutzlänge Working length	Distales Ende Distal end	
LP310-510	4	5 mm	330 mm	Standard Rundlochsauger <i>Standard suction tube</i>	
LP310-511	4	5 mm	500 mm		
LP310-518	16	5 mm	330 mm		
LP310-512	48	5 mm	330 mm	Rundloch-Bienenkorbsauger <i>Suction tube</i>	
LP310-513	48	5 mm	330 mm	Stumpfer Bienenkorbsauger <i>Blunt suction tube</i>	
LP310-514	48	5 mm	500 mm		
LP310-517	12	5 mm	330 mm	Stumpfer Sauger <i>Blunt suction tube</i>	
LP310-516	—	5 mm	330 mm	Aqua Dissektions-Kanüle <i>Aqua dissector cannula</i>	
LP310-515	—	5 mm	330 mm	Punktionsnadelsauger <i>Punction needle suction tube</i>	




Saug-Spülrohre auch kompatibel mit Griff LP312-100
Suction-irrigation tubes also compatible with handle LP312-100

Saug-Spülrohr-Systeme Suction-Irrigation Tube Systems



Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohr
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube

Saug-Spülrohr-System mit Schlauchanschluss
Suction-irrigation tube system with tubing connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Bemerkung Remarks	Ø Ø	Nutzlänge Working length	
LP312-100	Griff allein Handle only		–	 Pistolengriff mit Schiebeventil Pistol handle with sliding valve
LP312-105	komplett mit Rohr complete with tube	5 mm	340 mm	
LP312-125	Rohr allein Tube only			
LP312-115	komplett mit Punktionskanüle complete with puncture cannula	5 mm	330 mm	
LP312-140	Kanüle allein Cannula only			
LP312-110	komplett mit Rohr complete with tube	10 mm	340 mm	
LP312-130	Rohr allein Tube only			



Saug-Spülrohre auch kompatibel mit Griffen LP310-501, LP310-502 und LP310-503
Suction-irrigation tubes also compatible with handles LP310-501, LP310-502 and LP310-503



Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
 IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
 LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
 LP5 – LP10



03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
 LP11 – LP24




04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
 LP25 – LP52




05

HF Monopolar
HF Monopolar
 LP59 – LP66



06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
 LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
 LP67 – LP70



08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Appliers
 LP71 – LP80





09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
 LP81 – LP88



10


Zubehör
Accessories
 LP89 – LP94



ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
 LP95






Griff, allein
Handle, only




LP450-000

Rohr allein, Nutzlänge 340 mm, Ø 5 mm
Tube only, working length 340 mm, Ø 5 mm



LP450-110

Einsatz, allein
Insert, only




340 mm Ø 5 mm | LP450-001

Set Nummer = Instrument besteht aus Griff + Rohr + Einsatz
Set Number = Instrument consist of Handle + Tube + Insert

Dissektor Maryland, gebogen
Dissector Maryland, curved


LP450-111



340 mm Ø 5 mm | LP450-002

Bipolare Koagulationsschere
Bipolar coagulation scissors


LP450-112



340 mm Ø 5 mm | LP450-003

Grosse Fasszange
Large grasping forceps

LP450-113




Griff, allein
Handle, only




LP450-000

Rohr allein, Nutzlänge 340 mm, Ø 5 mm
Tube only, working length 340 mm, Ø 5 mm



LP450-110

Einsatz, allein
Insert, only




340 mm Ø 5 mm | LP450-004

Set Nummer = Instrument besteht aus Griff + Rohr + Einsatz
Set Number = Instrument consist of Handle + Tube + Insert

Bipolare Fasszange, gebogen
Bipolar grasping forceps, curved


LP450-114



340 mm Ø 5 mm | LP450-005

Bipolare Pinzette, gebogen
Bipolar forceps, curved

LP450-115





340 mm Ø 5 mm | LP450-006

Bipolare Zange micro
Bipolar grasper micro

LP450-116



	Flachstecker <i>Flat plug</i>	
		
	Instrumentenseite <i>Instrument side</i>	
Geräteseite <i>Generator side</i>	Länge <i>Length</i>	
 Steg biegsam / <i>flexible joint</i>	4 m	HF310-104
 Erbe	3 m	HF310-113
 Martin, Berchtold, Aesculap	3 m	HF310-123
	5 m	HF310-125
 Valleylab, Lamidey, EMC	3 m	HF310-133
	5 m	HF310-135

Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
 IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
 LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
 LP5 – LP10



03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
 LP11 – LP24




04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
 LP25 – LP52




05

HF Monopolar
HF Monopolar
 LP59 – LP66




06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
 LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
 LP67 – LP70



08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Appliers
 LP71 – LP80





09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
 LP81 – LP88



10

Zubehör
Accessories
 LP89 – LP94



ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
 LP95



Nähhilfen

Suture Assisting Device



Applikator für Endo-Ligatur
Applicator for Endo Ligature

Bestell-Nr. Ordering no.	Aussen- / Innen Ø Outer / inner Ø	Nutzlänge Working length	Distales Ende Distal end
LP300-020	5 – 4 mm	180 mm	




Knotenführer
Knot guide

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Nutzlänge Working length	Distales Ende Distal end
LP315-501	4 mm	330 mm	
LP315-502	4,5 mm	330 mm	



Faszien-Nähhilfe, zum einfachen Wundverschluss
Fascia Suture Assisting Device, for easy wound closure

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Nutzlänge Working length	Distales Ende Distal end
LP315-510	2.3 mm	140 mm	



Die Faszien-Nähhilfe ist speziell für den einfachen Wundverschluss nach laparoskopischen Eingriffen mit einer Trokarrohr konzipiert und vereinfacht das Vernähen der Faszie erheblich. Das Design der Faszien-Nähhilfe ermöglicht ein einfaches Einfädeln und Repositionieren des Nahtmaterials mit Fadenfänger und Kanüle.

The fascial suture assisting device is specially designed for easy wound closure after laparoscopic procedures with a trocar tube and considerably simplifies suturing the fascia. The design of the fascial suturing aid allows easy threading and repositioning of the suture material with threaded catcher and cannula.

Nadelhalter, einteilig Needle Holder, one-piece



Luer-Lock Anschluss für eine verbesserte
Reinigung der Innenlumen
*Luer-Lock connector for the improved
cleaning of the inner tube*



Ergonomisches und leichtes Griffdesign
Axiale Griffe - gebogen und gerade
*Ergonomic and lightweight handle
Axial handle - curved and straight*

Eingebauter Überlastschutz
Integrated overload protection

Stabiler und torsionsarmer Schaft
Stable and torsion-resistant shanks


Sperre mit einer feinen,
präzisen Arretierung
*Fine and precise
adjustment ratchet*




Modelle mit Hartmetall Einlagen
Models with TC hard metal inserts



Modelle mit Nadel selbstaufrichtender Funktion
Models with needle self-righting function



Nadelhalter, einteilig Needle Holder, one-piece



**5
mm**

1 Part Instruments

Distales Ende mit
Hartmetalleinlagen
*Distal end with
tungsten carbide inserts*

Leichtgewicht, gebogen
Light weight, curved

Leichtgewicht, gerade
Light weight, straight



Schweres Modell, gerade
Heavy weight, straight



**Nutzlänge
Working
length**

  Gerade Straight	330 mm	LP354-033	LP353-033	TOP SELLER	LP352-021
	450 mm	LP354-045	LP353-045		–
  Links gebogen Curved left	330 mm	LP354-133	LP353-133	TOP SELLER	LP352-022
	450 mm	LP354-145	LP353-145		–
  Rechts gebogen Curved right	330 mm	LP354-233	LP353-233		LP352-023
	450 mm	LP354-245	LP353-245		–

Distales Ende mit beschichteten Maulinnenflächen
Distal end with coated inner jaws


 Selbstaufrichtend Self righting	330 mm	LP354-330	LP353-330	
	450 mm	LP354-345	LP353-345	

Bestell-Nr. Ordering no.	
RZ352-001	Verschlusskappe für Luer-Lock Sealing cap for Luer-Lock 

Nadelhalter, dreiteilig Needle Holder, three-part



Einfache Montage
Easy assembly



Luer-Lock Anschluss für eine verbesserte
Reinigung der Innenlumen
Luer-Lock connector for the improved
cleaning of the inner tube



Überlastungsschutz
Overload protection

Stabile und verwindungssteife Schäfte
Stable and torsion-resistant shanks



Ergonomisches und leichtes Griffdesign
Axiale Griffe - gebogen und gerade
Ergonomic and lightweight handle
Axial handle - curved and straight

Handgriffe und Einsätze einfach kombinierbar
Simple combination of handles with inserts

SCREW-IN



Modelle mit Hartmetall Einlagen
Models with TC hard metal inserts


SCREW-IN



Modelle mit Nadel selbstaufrichtender Funktion
Models with needle self-righting function



Sperre mit einer feinen,
präzisen Arretierung
Fine and precise
adjustment ratchet



Nadelhalter, dreiteilig Needle Holder, three-part



Griff, allein
Handle, only

Leichtgewicht, gebogen
Light weight, curved




LP356-000

Leichtgewicht, gerade
Light weight, straight



LP355-000

Schweres Modell, gerade
Heavy weight, straight



LP357-000

Rohre, allein
Tubes, only

330 mm	LP033-000
450 mm	LP045-000



Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only


Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert



Distales Ende mit Hartmetall-Einlage, gerade, Ø 5 mm
Distal end with tungsten carbide inserts, straight, Ø 5 mm

330 mm	LP000-033
450 mm	LP000-045


LP356-033	LP355-033	LP357-033
LP356-045	LP355-045	LP357-045



Distales Ende mit Hartmetall-Einlage, links gebogen, Ø 5 mm
Distal end with tungsten carbide inserts, curved left, Ø 5 mm

330 mm	LP000-133
450 mm	LP000-145

LP356-133	LP355-133	LP357-133
LP356-145	LP355-145	LP357-145



Distales Ende mit Hartmetall-Einlage, rechts gebogen, Ø 5 mm
Distal end with tungsten carbide inserts, curved right, Ø 5 mm

330 mm	LP000-233
450 mm	LP000-245

LP356-233	LP355-233	LP357-233
LP356-245	LP355-245	LP357-245



Distales Ende mit beschichteter Maulinnenseite, selbstaufrichtend, Ø 5 mm
Distal end with coated inner jaws, self righting, Ø 5 mm

330 mm	LP000-330
450 mm	LP000-345

LP356-330	LP355-330	LP357-330
LP356-345	LP355-345	LP357-345

Bestell-Nr.
Ordering no.


RZ352-001

Verschlusskappe für Luer-Lock
Sealing cap for Luer-Lock



Clip-Anlegezangen

Clip-Aplying Forceps



Griff, allein
Handle, only


LP372-100

Rohr allein, Nutzlänge 330 mm, Ø 5 mm
Tube only, working length 330 mm, Ø 5 mm



LP372-101

Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm Ø 5 mm LP372-010

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Zange für Ethicon Clips, klein, Maulbreite 5,5 mm
Forceps for ethicon clips, small, jaw width 5,5 mm

LP372-001



330 mm Ø 5 mm LP372-020

Zange für Ethicon Clips, mittel, Maulbreite 6,5 mm
Forceps for ethicon clips, medium, jaw width 6,5 mm

LP372-002


Ethicon Ligaturclips für Clip-Anlegezangen

Ethicon ligature clips for clip applying forceps



Bestell-Nr. Ordering no.	Clipgröße Clip size	Kennfarbe Colour code	Verpackungseinheit Packing unit
LP371-210	klein small	blau blue	36 Magazine mit je 6 Clips 36 Magazines with 6 clips each
LP371-211			15 Magazine mit je 20 Clips 15 Magazines with 20 clips each
LP371-212	mittel medium	weiß white	36 Magazine mit je 6 Clips 36 Magazines with 6 clips each
LP371-213			15 Magazine mit je 20 Clips 15 Magazines with 20 clips each
LP371-214	mittelgroß medium-large	grün green	18 Magazine mit je 6 Clips 18 Magazines with 6 clips each
LP371-215	groß large	gelb yellow	18 Magazine mit je 6 Clips 18 Magazines with 6 clips each

Clip-Anlegezangen Clip-Applying Forceps




Griff, allein
Handle, only



LP371-100


10
mm

Rohr allein, Nutzlänge 330 mm, Ø 10 mm
Tube only, working length 330 mm, Ø 10 mm



LP371-101

Mauleinsatz, allein
Jaw insert, only




330 mm Ø 10 mm | **LP371-010**

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohrschaft + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Tube + Insert

Zange für Ethicon Clips, mittel, zerlegbar, drehbar
Forceps for ethicon clips, medium, detachable, rotatable


LP371-001



330 mm Ø 10 mm | **LP371-020**

Zange für Ethicon Clips, mittelgroß, zerlegbar, drehbar
Forceps for ethicon clips, medium-large, detachable, rotatable

LP371-002



330 mm Ø 10 mm | **LP371-030**

Zange für Ethicon Clips, groß, zerlegbar, drehbar
Forceps for ethicon clips, large, detachable, rotatable

LP371-003



Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
 IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
 LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
 LP5 – LP10



03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
 LP11 – LP24




04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
 LP25 – LP52




05

HF Monopolar
HF Monopolar
 LP59 – LP66



06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
 LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
 LP67 – LP70




08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Appliers
 LP71 – LP80




09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
 LP81 – LP88




10

Zubehör
Accessories
 LP89 – LP94



ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
 LP95



Diverse Laparoskopie-Instrumente

Various Laparoscopy Instruments



Taststab
Palpation probe

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Nutzlänge Working length	
LP315-111	5 mm	330 mm	
LP315-112	5 mm	400 mm	
LP315-113	5 mm	450 mm	



Injektions- und Punktionskanüle mit Luer-Lock-Anschluss
Injection and puncture needle with Luer-Lock Connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Nutzlänge Working length	
LP313-012	5 mm	330 mm	1.4 mm = 20 mm
LP313-013	5 mm	450 mm	



Einstichttrokar für sterile Lösung
Insertion trocar for sterile solution

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Für Flasche For bottle	Nutzlänge Working length	
LP314-002	6 mm	1.0 l	235 mm	

Cholangiographie-Fixierzange, mit Sperre

Cholangiography Fixation Clamp, with Ratchet



Cholangiographie-Fixierzange, mit Instrumentenkanal 7 Fr./Charr., zur Katheterplatzierung
 Cholangiography Fixation Clamp, working channel 7 Fr./Charr., for catheter placement

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Nutzlänge Working length	Distales Ende Distal end
LP325-010	5 mm	330 mm	

Krallengreifer und Löffelzange

Claw Grasping and Spoon Forceps



Krallengreifer und Löffelzange mit Spülkanal
 Claw grasping and spoon forceps with irrigation channel

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Nutzlänge Working length	Distales Ende Distal end
LP325-025	10 mm	330 mm	Krallengreifer, 2 x 3 Zähne Claw grasping forceps, 2 x 3 teeth
LP325-020	10 mm	330 mm	Löffelzange Spoon forceps



**Abdominal-Spekulum zur Einsticherweiterung
und zur Bergung von Organen**

Bei der Entfernung der Gallenblase ist das Abdominal-Spekulum von großem Vorteil. Vor der Entfernung der Gallenblase wird das Abdominal-Spekulum zusammen mit dem zentralen Trokarrohr in den Nabelbereich geschoben, bis es in der Bauchhöhle sichtbar wird. Anschließend wird die abgetrennte Gallenblase mit der Fasszange in das Trokarrohr hineingezogen. Es wird dann das Abdominal-Spekulum maximal gespreizt und gleichzeitig das Trokarrohr gemeinsam mit der gefassten Gallenblase herausgezogen. Gelingt die totale Entfernung der Gallenblase nicht sofort vollständig, weil sich zu viele oder zu große Steine im Gallenblasen-Fundus befinden, können die Steine durch Spreizen des Spekulums wesentlich einfacher mit einer Steinfaßzange entfernt werden.

**Abdominal Speculum for Incision Extension and
Organ Extraction**

The abdominal speculum is a real benefit for the removal of the gallbladder. Before removing the gallbladder the abdominal speculum is inserted together with the central trocar sheath into the umbilical area until it becomes visible in the abdominal cavity. Then the detached gallbladder is pulled with a grasping forceps into the trocar sheath. The abdominal speculum is spread maximally and, at the same time, the trocar sheath and the grasped gallbladder are pulled out. In case the complete removal of the gallbladder is not successful, due to the large quantity or size of the stones situated in the gallbladder fundus, it is easier to remove the stones with a stone grasping forceps by spreading the abdominal speculum.





Abdominal-Spekulum
Abdominal Speculum

Bestell-Nr. Ordering no.	Länge Length	Blattlänge Length of blade	Winkel Angle
LP323-205	195 mm	55 mm	90°

Leber-Elevatoren, dreiteilig
Liver Elevators, three-part



Griff, allein
Handle, only




LP323-000

Rohre, allein
Tubes, only

330 mm, Ø 5 mm	RS005-000
330 mm, Ø 10 mm	RS009-000



Einsatz, allein
Insert, only



Leber-Elevator
Liver Elevator

Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Rohr + Einsatz
Set Number = Instrument consist of Handle + Tube + Insert

330 mm, Ø 5 mm	LP323-015
330 mm, Ø 10 mm	LP323-020

LP323-005
LP323-010

Abwinkelbarer Leber-Elevator, zweiteilig Deflectable Liver Elevator, two-part



Griff, allein
Handle, only



LP323-002

Einsatz, allein
Insert, only



Set Nummer = Instrument besteht aus Handgriff + Einsatz
Set Number = Instrument consists of Handle + Insert

Leber-Elevator, abwinkelbar
Liver Elevator, deflectable

330 mm, Ø 10 mm

LP323-040

LP323-035

Abwinkelbarer Leber-Elevator, einteilig
Deflectable Liver Elevator, one part



Leber-Retraktor, mit 5-Stern Drehrad, mit Luer-Lock Anschluss
Liver elevator, with 5 star rotary knob, with Luer lock connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Nutzlänge Working length	Distales Ende, Dreieck, 60 mm Distal end, triangle, 60 mm
LP323-025	5 mm	380 mm	

Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
 IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
 LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
 LP5 – LP10



03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
 LP11 – LP24




04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
 LP25 – LP52




05

HF Monopolar
HF Monopolar
 LP59 – LP66



06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
 LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
 LP67 – LP70



08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Appliers
 LP71 – LP80





09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
 LP81 – LP88



10

Zubehör
Accessories
 LP89 – LP94



ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
 LP95






Reinigungsbürsten
Cleaning Brushes

Länge Length	Ø2,5 mm	Ø7 mm	Ø11 mm
380 mm	RU 8865-51	RU 8865-55	RU 8865-59
500 mm	RU 8865-52	RU 8865-56	RU 8865-60

Luer-lock-Schlauchverbinde
Luer-lock tubing connector

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
RU 5288-31	Luer-lock-Schlauchverbinder, mit Absperrhahn Luer-lock tubing connector, with stopcock






Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
RZ010-000	Schutzhülse für Optiken bis Ø5 mm, Kunststoff Protecting tube for optics up to Ø5.0 mm, plastic



Aufsteckbar für NL 300 mm, Ø5 mm, Kunststoff
Attachable for WL 300 mm, Ø5.0 mm, plastic




Bestell-Nr. Ordering no.	Abmessungen (LxBxH) Dimensions (l x w x h)	Bezeichnung Description
RU 8908-18	470 x 250 x 125 mm	Lagerungsgestell für bis zu 15 Instrumente, für 5 + 10 mm Instrumente Storing rack for up to 15 instruments, for 5 + 10 mm instruments



Sterilisations- und Aufbewahrungszubehör Sterilizing and Storage Accessories



Siebkorb und Kunststoffbehälter
Wire Basket and plastic container

Bestell-Nr. Ordering no.	Abmessungen (LxBxH) Dimensions (l x w x h)	Für Optik - Ø mm For optics - Ø mm	
RU8908-01	290 x 80 x 52 mm	1 – 10 mm	Siebkorb für Optiken Wire basket for optics 
RU8908-11	460 x 80 x 52 mm	1 – 10 mm	



Eine große Auswahl an Containern und Siebkörben finden Sie im Katalog des [Downloadbereich](#).
You can find a wide range of containers and screen baskets in the catalog of the [download area](#).





Pflegefett
für Hähne, 10 ml

*Lubricant
for stopcocks, 10 ml*

RU 8880-25

NEW



- Präzise Dosierung dank des feinen Stiftes
 - Hervorragende Gleiteigenschaften zwischen den Reibflächen
 - Ausgezeichneter Schutz gegen Korrosion und Oxidation
 - Hinterlässt keine Rückstände auf der Instrumentenoberfläche
- *Accurate dosing thanks to the thin pin*
 - *Outstanding gliding properties between the friction surfaces*
 - *Excellent protection against corrosion and oxidation*
 - *Leaves no residue on the instrument surface*



18 ml
(~ 1000 drops)

RU 8880-18

Index

Alphabetischer Index, Nummern-Index
Alphabetical Index, Numerical Index
 IN1 – IN8

Search




01

Veres-Kanülen
Veres Cannulas
 LP1 – LP3



02

Optiken
Optics
 LP5 – LP10



03

Trokare und Zubehör
Trocars and Accessories
 LP11 – LP24




04

Screw-In Instrumente
Screw-In Instruments
 LP25 – LP52




05

HF Monopolar
HF Monopolar
 LP59 – LP66



06

Saug- und Spülinstrumente
Suction and Irrigation
 LP53 – LP58




07

HF Bipolar
HF Bipolar
 LP67 – LP70



08

Naht- und Clipanlegeinstrumente
Suturing / Clip Appliers
 LP71 – LP80




09

Diverse Laparoskopie-Instrumente
Various Laparoscopy Instruments
 LP81 – LP88





10

Zubehör
Accessories
 LP89 – LP94



ZK 583-02 EN

Gerätekatalog
Devices Catalogue
 LP95





RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, weltweit vertreten, vertraut auf bleibende Werte und setzt diese durch enge Kundenbeziehungen um. RUDOLF Medical bietet innovative Hightech-Produkte, Handinstrumente, starre Endoskope sowie effiziente Serviceleistungen für zahlreiche chirurgische Fachgebiete an.

RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, represented world-wide, translates its belief in lasting values by fostering close customer relationships and offering innovative high technology products, hand instruments, rigid endoscopes as well as efficient services for numerous surgical disciplines.

Vertrieb durch: RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany
Tel.: +49 7463 9956-0
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com
BECAUSE WE CARE



ZK 360-2 DE/EN_Rev. 09.2024



Vertrieb durch:
Distributed by:

